

## Erstversorgungsmasken | Einmalgebrauch

Die Erstversorgungsmasken von Fisher & Paykel Healthcare für Neugeborene und Säuglinge sind in verschiedenen Größen erhältlich, um einer großen Bandbreite von Patienten gerecht zu werden. Internationalen Leitlinien zufolge sollte eine Gesichtsmaske in geeigneter Größe Mund und Nase bedecken, aber nicht die Augen und nicht über das Kinn hinausreichen. Eine gute Maskenabdichtung mit minimierter Leckage ist wichtig, um eine effektive Beatmung zu gewährleisten. Die Größe sowie der Sitz und Halt der Maske müssen sorgfältig berücksichtigt werden.



Eine Reihe von Maskengrößen, einschließlich Masken mit 35 mm und 42 mm Durchmesser, die für Ihre kleinsten Patienten geeignet sind.



Vielseitiger Anschluss, der die Verwendung mit einem Selbstaufblasenden Beatmungsbeutel, einem Gasflussbeutel und einem T-Stück-Schlauch ermöglicht.



Masken sind so konzipiert, dass sie weich sind und eine transparente Oberfläche aufweisen, die die Beobachtung von Atemkondensat ermöglicht.



Erstversorgungsmasken | Einmalgebrauch |  
**Technische Daten**

**PRODUKTSPEZIFIKATIONEN**

Produktcode	RD803-10	RD804-10	RD805-10	RD806-10	RD807-10
Größe	XS	S	M	L	XL
Maskendurchmesser	35 mm (1,38")	42 mm (1,65")	50 mm (1,97")	60 mm (2,36")	72 mm (2,83")
Gewicht des Patienten	400 g - 1 kg (0,88 - 2,2 lb)	800 g - 1,5 kg (1,8 - 3,3 lb)	1,5 - 2,5 kg (3,3 - 5,5 lb)	2,5 - 5 kg (5,5 - 11 lb)	5 - 10 kg (11 - 22 lb)

Kompatibel mit	Alle F&P T-Stück-Schlauchsysteme Notfallerstversorgungs-Schlauchsysteme und Geräte mit einem 15-mm-Anschluss (M)
Anschluss	15-mm-Anschluss, konisch (W)
Menge	10er-Karton
Verfügbare Kits	RD800-EN - Starter-Kit (Englisch) - beinhaltet eine Maske in jeder Größe RD800-SK - Starter-Kit (Universal) - beinhaltet eine Maske in jeder Größe

**LEISTUNG**

Verwendungsdauer	Zur Verwendung bei nur einem Patienten - Lieferzustand rein, unsteril
------------------	---

**KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG**

Überwiegend verwendete Materialien	Thermoplastisches Elastomer
Nicht enthaltene Materialien	Latexfrei, frei von PVC und Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)
Herstellungsverfahren	Hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung
Entsorgung	Gemäß Krankenhausvorschriften entsorgen
Haltbarkeit	3 Jahre

**REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN**

Klassifizierung	Klasse IIa (EU und Australien), Klasse II (Kanada), Klasse I (USA)
Herkunftsland	Neuseeland
Zuständige Prüfbehörde	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem technischen Katalog (einschließlich Produktinformationen und Bildern) nur zur Veranschaulichung zusammengefasst und zur Verfügung gestellt wurden. Bitte lesen Sie die relevanten Gebrauchsanweisungen für ausführlichere Informationen und wenden Sie sich zur Bestätigung bestimmter Details an die für Sie zuständige Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

F&P und Perivent sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited.

618221 REV B © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited