

Máscaras de reanimación | De un solo uso

Las máscaras de reanimación de Fisher & Paykel Healthcare para neonatos y lactantes están disponibles en varios tamaños para adaptarse a los distintos pacientes. Las normas internacionales recomiendan que una máscara del tamaño adecuado deba cubrir la boca y la nariz, pero no los ojos. Además, no debe superponerse a la barbilla. Un ajuste correcto de la máscara que reduzca al mínimo las fugas es esencial para que la ventilación sea eficaz. Se debe analizar debidamente el tamaño, así como el ajuste y la sujeción de la máscara.



Amplia gama de tamaños que cuenta con máscaras de 35 mm y 42 mm de diámetro, adecuadas para los pacientes más pequeños.



La gran versatilidad de su conexión permite utilizarlas con bolsas de autollenado, bolsas de inflado por flujo y circuitos con pieza en T.



Las máscaras están diseñadas para ser suaves y plegables, con una superficie transparente que permite que se vea la condensación de la respiración.



Máscaras de reanimación | De un solo uso | Especificaciones



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Código de producto	RD803-10	RD804-10	RD805-10	RD806-10	RD807-10
Tamaño	XS	S	M	L	XL
Diámetro de la máscara	35 mm (1,38 pulg.)	42 mm (1,65 pulg.)	50 mm (1,97 pulg.)	60 mm (2,36 pulg.)	72 mm (2,83 pulg.)
Peso del paciente	De 400 g a 1 kg (de 0,88 a 2,2 lb)	De 800 g a 1,5 kg (de 1,8 a 3,3 lb)	De 1,5 a 2,5 kg (de 3,3 a 5,5 lb)	De 2,5 a 5 kg (de 5,5 a 11 lb)	De 5 a 10 kg (de 11 a 22 lb)
Compatible con	Todos los circuitos de F&P con pieza en T Circuitos y dispositivos de reanimación con conexión hembra de 15 mm				
Conexión	Adaptador macho cónico de 15 mm				
Cantidad	Caja de 10				
Kits disponibles	RD800-EN - Kit inicial (inglés) - contiene una máscara de cada tamaño RD800-SK - Kit inicial (universal) - contiene una máscara de cada tamaño				

FUNCIONAMIENTO

Duración de uso Uso para un único paciente, se suministra limpio, no estéril

COMPONENTES Y COMPOSICIÓN

Materiales predominantes	Elastómero termoplástico
Materiales no presentes	Fabricado sin látex de caucho natural, PVC ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)
Modo de fabricación	Producido en un entorno de trabajo controlado
Eliminación	Conforme al protocolo del hospital
Vida útil	3 años

ASPECTOS NORMATIVOS

Clasificación	Clase IIa (UE y Australia), Clase II (Canadá), Clase I (EE. UU.)
País de origen	Nueva Zelanda
Organismo notificado	TÜV SÜD Product Service GmbH, 0123

Tenga en cuenta que la información de este catálogo de especificaciones (incluidas la información de los productos y las imágenes) está resumida y solamente tiene fines ilustrativos. Consulte las instrucciones de uso correspondientes para obtener más información y confirme los detalles con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de realizar un pedido. La información puede estar sujeta a cambios sin aviso previo.

F&P y Neopuff son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

620929 REV A © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited