

F&P Nova Micro

Masque nasal à coussins d'air

MicroPillows™. Less is best.™¹



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

F&P Nova Micro

Pour un sommeil naturel

F&P Nova Micro™ est notre masque le plus petit et le plus léger² à ce jour. Parce qu'il pèse moins de 40 grammes, certains patients ont indiqué qu'ils n'avaient même pas l'impression de porter un masque.

Compact
sans compromis

La bulle et le cadre compact épousent étroitement le visage, ce qui assure stabilité et liberté de mouvement, et ce qui permet aux patients de dormir dans leur position préférée



Scannez le code QR
pour en savoir plus.



MicroPillows doux

Notre masque est doté de bulles MicroPillows douces qui s'insèrent délicatement dans les narines et se gonflent pour épouser la morphologie du nez du patient.



Performance

100 %

des utilisateurs participant à l'essai ont indiqué que la performance globale était « bonne » ou « très bonne ».³

Harnais à réglage facile

La mise en place est aisée grâce aux réglages des deux côtés qui permettent aux patients d'adapter précisément le harnais de chaque côté de leur visage.

F&P Nova Micro

Codes de produits

Code	Description
NVPI5U	Masque à coussins d'air Nova Micro - Petit
NVPI1MU	Masque à coussins d'air Nova Micro - Moyen
NVPI1LU	Masque à coussins d'air Nova Micro - Grand
NVPI55U	Masque à coussins d'air Nova Micro à deux bulles - Petite/Petite
NVPI1MMU	Masque à coussins d'air Nova Micro à deux bulles - Moyenne/Moyenne
NVPI1LLU	Masque à coussins d'air Nova Micro à deux bulles - Grande/Grande
NVPI5MLU	Masque à coussins d'air Nova Micro - Paquet 3 tailles P/M/G

Pièces de rechange

Code	Description
400NVPI11	Bulle à coussins d'air Nova Micro de rechange - Petite
400NVPI12	Bulle à coussins d'air Nova Micro de rechange - Moyenne
400NVPI13	Bulle à coussins d'air Nova Micro de rechange - Grande
400NVPI21	Harnais à coussins d'air Nova Micro de rechange
400NVPI41	Coque à coussins d'air Nova Micro de rechange

Trois composants

Cadre compact,
circuit, raccord
pivotant

Harnais
Taille unique

Bulle MicroPillows
P, M, G




F&P myMask™ app

L'application informe les patients sur l'utilisation du masque à l'aide de vidéos de mise en place, de réglage et de nettoyage étape par étape. Téléchargez la F&P myMask App. Scannez le QR code ou téléchargez-la directement.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Fabricant: Fisher & Paykel Healthcare Ltd.

Classe du dispositif médical: Classe IIa.

Organisme notifié: TÜV SÜD Product Service GmbH

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

Pour toute demande, contactez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé compétent.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

Le masque F&P Nova Micro est conçu pour être utilisé comme interface patient avec un système de traitement par pression positive continue (PPC).

1. Un masque plus petit peut réduire le contact du masque avec le visage, ce qui peut réduire les effets indésirables tels que l'inconfort, l'irritation du visage et les marques rouges laissées sur le visage. 2. F&P Nova Micro est le plus léger, et le plus petit en termes de volume, des masques de traitement par pression positive de F&P Healthcare. Le volume pris en compte pour le masque n'inclut pas le circuit 3. 39 participants sur 39 ont jugé la performance globale du masque F&P Nova Micro « bonne » ou « très bonne ». Essai de validation interne mené par Fisher & Paykel Healthcare sur 39 participants aux États-Unis, en 2022.

F&P, F&P Nova, Nova, Nova Micro, MicroPillows, Less is best et myMask sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Pour obtenir des informations sur les brevets, consulter le site www.fphcare.com/ip. App Store est une marque de service d'Apple Inc.,

déposée aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

633138 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Fisher & Paykel
HEALTHCARE