

F&P Nova Micro

Nasalkissenmaske

MicroPillows™. Less is best.™¹



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

F&P Nova Micro

Ein natürliches Schlaferlebnis

Die F&P Nova Micro™ ist unsere bisher kleinste und leichteste Maske². Da die Maske weniger als 40 Gramm wiegt, berichteten einige Patienten, dass es sich anfühlt, als ob man überhaupt keine Maske tragen würde.

Kompakt ohne Kompromisse

Das kompakte Kissen und der Rahmen liegen dicht am Gesicht an- das sorgt für Stabilität und Bewegungsfreiheit und ermöglicht es den Patienten, in ihrer bevorzugten Position zu schlafen.



Scannen Sie den QR-Code
und erfahren Sie mehr



Weiches MicroPillows Kissen

Die Maske verfügt über unser weiches MicroPillows Kissen, das sich sanft an die Nasenlöcher anschmiegt und sich aufbläst, um sich an die Nase des Patienten anzupassen.



Leistung

100 %

der Testnutzer bewerteten die Gesamtleistung mit „gut“ oder „sehr gut“.³

Leicht verstellbares Kopfband

Die beidseitigen Einstellmöglichkeiten erleichtern die Anpassung und ermöglichen dem Patienten die Feinjustierung des Kopfbandes auf beiden Seiten ihres Kopfes.

F&P Nova Micro

Drei Komponenten

Artikelnummern

Nummer	Beschreibung
NVPISU	Nova Micro Kissenmaske – Klein
NVPTMU	Nova Micro Kissenmaske – Mittel
NVPILU	Nova Micro Kissenmaske – Groß
NVPISSU	Nova Micro Kissenmaske Doppelkissen – Klein/Klein
NVPTMMU	Nova Micro Kissenmaske Doppelkissen – Mittel/Mittel
NVPILLU	Nova Micro Kissenmaske Doppelkissen – Groß/Groß
NVPISMLU	Nova Micro Kissenmaske – Fit Pack S/M/L

Ersatzteile

Nummer	Beschreibung
400NVP111	Nova Micro Kissen Ersatzkissen – Klein
400NVP112	Nova Micro Kissen Ersatzkissen – Mittel
400NVP113	Nova Micro Kissen Ersatzkissen – Groß
400NVP121	Nova Micro Kissen Ersatzkopfband
400NVP141	Nova Micro Kissen Ersatzrahmenbaugruppe

Kompaktrahmen,
Schlauch, Drehgelenk


Kopfband
Einheitsgröße

MicroPillows Kissen
S, M, L



F&P myMask™ app

Unterweist Ihre Patienten in der Verwendung der Maske mit Videos, die Schritt für Schritt die Anpassung, Feinjustierung und Reinigung zeigen. Laden Sie die F&P myMask App herunter. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie sie direkt herunter.



Lesen Sie immer das Etikett und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Verschreibungspflichtig. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht für Sie geeignet. Ihr Gesundheitsdienstleister kann Sie beraten und Ihnen sagen, ob das jeweilige Produkt für Sie/Ihre Erkrankung geeignet ist. Wenn die Symptome fortbestehen, wenden Sie sich an Ihren Gesundheitsdienstleister.

1. Eine kleinere Maske kann zu einem geringeren Kontakt der Maske mit dem Gesicht führen, wodurch unerwünschte Wirkungen wie Unbehagen, Gesichtszerrungen und rote Flecken auf dem Gesicht verringert werden können. 2. Die F&P Nova Micro ist die leichteste und volumetrisch kleinste CPAP-Therapiemaske von F&P Healthcare. Das hierbei berücksichtigte Volumen der Maske schließt den Schlauch nicht ein. 3. 39 von 39 Patienten bewerteten die Gesamtleistung der F&P Nova Micro Maske mit „gut“ oder „sehr gut“. Interne Validierungsstudie von Fisher & Paykel Healthcare mit 39 Teilnehmern in den USA, durchgeführt im Jahr 2022.

F&P, F&P Nova, Nova, Nova Micro, MicroPillows, Less is best und myMask sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited. Patentinformationen finden Sie unter www.fphcare.com/ip. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist. Google Play und the Google Play logo sind Marken von Google Inc. 633143 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Fisher & Paykel
HEALTHCARE