

**SwingFit™.**  
Performance defined.



# Découvrez le sens de la performance

Nous savons que pour un sommeil profond, la performance du masque est cruciale. C'est la raison pour laquelle nos ingénieurs ont étudié la conception du masque sous tous les angles afin de créer un masque auquel vous et vos patients pouvez vous fier. Le résultat : F&P Nova™ Nasal - la définition même de la performance.

Une performance à laquelle on peut se fier

98 %

des utilisateurs de la version d'essai font confiance à l'efficacité de F&P Nova Nasal!

1

Mise en place aisée

2

Étanchéité stable

3

Sommeil profond

# Association de technologies innovantes

Associé à des fonctionnalités qui travaillent en synergie avec le harnais intuitif SwingFit, le F&P Nova Nasal fournit une performance intégrale. Découvrez un masque facile à mettre en place, qui fournit une étanchéité stable avec un champ de vision dégagé, très silencieux et un effet jet d'air minimal.

1

## Harnais SwingFit

Fixez simplement la bulle sur votre nez et faites pivoter le harnais autour de votre tête pour l'attacher en un seul geste.

Attache du circuit

Positionnement du circuit au-dessus de la tête en option.

Champ de vision dégagé

Structures latérales pour une vision dégagée.

2

## Bulle RollFit™ avec attaches pivotantes

S'adapte aux mouvements pour une étanchéité stable.

AirEdge

Arrêtes du matériau souples pour éviter l'apparition de marques sur le visage.

3

## Diffuseur

Très silencieux et effet jet d'air minimal.



Scannez pour en savoir plus.

## Codes de produits

Code	Description
NVN1SU	Masque Nova Nasal - Petite
NVN1MU	Masque Nova Nasal - Moyenne
NVN1LU	Masque Nova Nasal - Grande
NVN1SSU	Masque Nova Nasal à double bulle - Petite/Petite
NVN1MMU	Masque Nova Nasal à double bulle - Moyenne/Moyenne
NVN1LLU	Masque Nova Nasal à double bulle - Grande/Grande
NVN1SMLU	Masque Nova Nasal - Paquet 3 tailles - Petite, moyenne, grande

## Pièces de rechange

Code	Description
400NVN11	Bulle de rechange Nova Nasal - Petit
400NVN12	Bulle de rechange Nova Nasal - Moyen
400NVN13	Bulle de rechange Nova Nasal - Grande
400NVN121	Harnais Nova Nasal - Petit*
400NVN122	Harnais Nova Nasal - Moyen/Grande*
400NVN123	Panneau arrière Nova Nasal - Petit**
400NVN124	Panneau arrière Nova Nasal - Moyen/Grande**
400NVN141	Composants du cadre de rechange Nova Nasal
400NVN151	Diffuseur de rechange Nova Nasal
400NVN161	Attache du circuit de rechange Nova Nasal
400NVN162	Coussinet du harnais de rechange Nova Nasal



Attache du circuit

Coussinet du harnais

Panneau arrière

Harnais

Diffuseur

Bulle

Assemblage du cadre  
(cadre + circuit +  
raccord pivotant)



## Application F&P myMask™

L'application informe les patients sur l'utilisation du masque à l'aide de vidéos de mise en place, de réglage et de nettoyage étape par étape. Téléchargez l'application F&P myMask. Scannez le code QR ou téléchargez-la directement.



**Fabricant:** Fisher & Paykel Healthcare Ltd.

**Classe du dispositif médical:** Classe IIa.

**Organisme notifié:** TÜV SÜD Product Service GmbH

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

Pour toute demande, contactez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé compétent. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Le masque F&P Nova Nasal est conçu pour être utilisé comme interface patient avec un système de traitement par pression positive continue (PPC).

\* Le panneau arrière est inclus avec le harnais. Le panneau arrière peut également être acheté séparément.

\*\* Les descriptions des tailles du casque et du panneau arrière seront modifiées dans les versions ultérieures.

« Small » sera renommé « Standard » et « Medium-Large » sera renommé « Large ». Leurs dimensions ne changeront pas.

1. Sur 43 utilisateurs, 42 étaient en accord ou tout à fait en accord avec la déclaration suivante : « J'ai confiance en l'efficacité du masque F&P Nova Nasal. » Essai de validation interne mené par Fisher & Paykel Healthcare sur 43 participants aux États-Unis, en 2023.

F&P, F&P Nova, Nova, SwingFit, RollFit et myMask sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. App Store est une marque de service d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays ou régions. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. 634472 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited