

F&P Nova Nasal

Maschera nasale

SwingFit™.

Performance defined.



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Scopri le prestazioni

Sappiamo che, per dormire bene, le prestazioni della maschera sono fondamentali. Ecco perché i nostri ingegneri leader del settore hanno sviluppato il design in ogni suo dettaglio al fine di creare una maschera della quale il medico e i pazienti possano fidarsi. Risultato: F&P Nova™ Nasal - prestazioni definite.

1

Facile da indossare

Le prestazioni di cui
ti puoi fidare

98%

degli utilizzatori della
sperimentazione si fida del
funzionamento della
F&P Nova Nasal¹

2

Cuscinetto
stabile

3

Sonno regolare

Combinazione di tecnologie innovative

Dotata di tecnologie che lavorano in sinergia con le fasce nicali SwingFit intuitive, la F&P Nova Nasal fornisce prestazioni a 360°. Scopri una maschera facile da indossare e che fornisce una tenuta stabile, con un campo visivo libero e rumore e diffusione dell'aria ridotti al minimo.

1

Fasce nicali
SwingFit

Basta adattare il cuscinetto
sul naso e far passare le fasce
nicali sulla testa per il fissaggio
con un semplice clic.

Clip per tubo

Posizionamento
opzionale del tubo
sopra la testa.

Campo visivo libero

Struttura a bracci laterali
per una visuale libera.

2

Cuscinetto RollFit™
con clip ruotabili

Si adatta al movimento
per una tenuta stabile.

AirEdge

Il bordo in tessuto
morbido non lascia
segnal sul viso.

3

Diffusore

Riduce al minimo
il rumore e la
diffusione dell'aria.

Scansiona per ottenere
maggiori informazioni.




F&P Nova Nasal

Codici prodotto

Codice	Descrizione
NVNISU	Nova Nasal - Small
NVNIMU	Nova Nasal - Medium
NVNILU	Nova Nasal - Large
NVNISU	Nova Nasal con doppio cuscinetto - Small/Small
NVNIMMU	Nova Nasal con doppio cuscinetto - Medium/Medium
NVNILLU	Nova Nasal con doppio cuscinetto - Large/Large
NVNISMLU	Nova Nasal - Multitaglia - Small, Medium, Large

Parti di ricambio

Codice	Descrizione
400NVN11	Cuscinetto di ricambio per Nova Nasal - Small
400NVN12	Cuscinetto di ricambio per Nova Nasal - Medium
400NVN13	Cuscinetto di ricambio per Nova Nasal - Large
400NVN121	Fasce nucaali per Nova Nasal - Small*
400NVN122	Fasce nucaali per Nova Nasal - Medium-Large*
400NVN123	Pannello posteriore per Nova Nasal - Small**
400NVN124	Pannello posteriore per Nova Nasal - Medium-Large**
400NVN141	Struttura completa di ricambio per Nova Nasal
400NVN151	Diffusore di ricambio per Nova Nasal
400NVN161	Clip di ricambio per tubo Nova Nasal
400NVN162	Distanziatore per fasce nucaali di ricambio per Nova Nasal



F&P myMask™ App

Fornisce istruzioni ai pazienti sull'uso della maschera tramite video dettagliati su come indossare, regolare e pulire la maschera. Scarica la F&P myMask App. Scansiona il codice QR o scaricala direttamente.



* Le fasce nucaali comprendono il pannello posteriore. Il pannello posteriore può essere anche acquistato separatamente.

** La descrizione delle misure delle fasce nucaali e del pannello posteriore cambierà nelle versioni più recenti. La misura "Small" sarà rinominata "Standard" e la misura "Medium-Large" sarà rinominata "Large". Le relative dimensioni non cambieranno.

Leggere sempre l'etichetta e seguire le istruzioni per l'uso. Solo su prescrizione. Questo prodotto potrebbe non essere adatto a tutti. L'operatore sanitario informerà se questo prodotto è adatto al paziente/alla sua condizione. Se i sintomi persistono, contattare l'operatore sanitario.

1.42 utilizzatori su 43 sono d'accordo o fortemente d'accordo con la seguente affermazione: "Mi fido del funzionamento della F&P Nova Nasal." Studio di convalida interno condotto da Fisher & Paykel Healthcare su 43 partecipanti negli Stati Uniti nel 2023.

F&P, F&P Nova, Nova, SwingFit, RollFit e myMask sono marchi di fabbrica di Fisher & Paykel Healthcare Limited. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Google Play e il logo Google Play sono marchi di fabbrica di Google Inc. 634473 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel
HEALTHCARE