

SwingFit™.

Performance defined.



Entdecken Sie die Definition von Leistung

Wir wissen, dass die Leistung der Maske entscheidend für einen guten Schlaf ist. Aus diesem Grund haben unsere branchenführenden Techniker alle Aspekte des Maskendesigns für die Entwicklung der Maske untersucht, damit Sie und Ihre Patienten der Maske vertrauen können. Das Ergebnis: F&P Nova™ Nasal – mit definierter Leistung.

Leistung,
der Sie vertrauen
können

98%

der Studienteilnehmer
vertrauen der Funktion
der F&P Nova Nasal!

1

Einfache Anpassung

2

Stabile Dichtung

3

Guter Schlaf

Kombination aus innovativen Technologien

Dank ihrer vielen Funktionen, die auf das intuitive SwingFit Kopfband abgestimmt sind, bietet F&P Nova Nasal eine Allround-Leistung. Lernen Sie eine Maske kennen, die einfach anzupassen ist, eine stabile Dichtung mit uneingeschränktem Sichtfeld sowie einen minimalen Geräuschpegel und Luftzug bietet.

1

SwingFit Kopfband

Einfach das Kissen auf der Nase fixieren und das Kopfband um den Kopf schwingen, um es mit einem Klick zu sichern.

Schlauchclip

Optionale Platzierung
des Schlauchs über
dem Kopf.

Uneingeschränktes Sichtfeld

Strukturierte Seitenarme für
eine freie Sicht.

2

RollFit™ Kissen mit
drehbaren Clips

Passt sich an die Bewegung
an und bietet so eine
stabile Dichtung.

AirEdge

Die weichen
Stoffkanten helfen
dabei, Abdrücke im
Gesicht zu vermeiden.

3

Ausatemluft-Verteiler

Minimiert Geräusche und den Luftzug.

Scannen Sie den QR-Code,
um mehr zu erfahren.



Produktcodes

Code	Beschreibung
NVN1SU	Nova Nasal Maske – Klein
NVN1MU	Nova Nasal Maske – Mittel
NVN1LU	Nova Nasal Maske – Groß
NVN1SSU	Nova Nasal Maske Doppelkissen – Klein/Klein
NVN1MMU	Nova Nasal Maske Doppelkissen – Mittel/Mittel
NVN1LLU	Nova Nasal Maske Doppelkissen – Groß/Groß
NVN1SMLU	Nova Nasal Maske – Fit Pack – Klein, Mittel, Groß

Ersatzteile

Code	Beschreibung
400NVN111	Nova Nasal Ersatz-Kissen – Klein
400NVN112	Nova Nasal Ersatz-Kissen – Mittel
400NVN113	Nova Nasal Ersatz-Kissen – Groß
400NVN121	Nova Nasal Kopfband – Klein*
400NVN122	Nova Nasal Kopfband – Mittel bis Groß*
400NVN123	Nova Nasal Rückplatte – Klein**
400NVN124	Nova Nasal Rückplatte – Mittel bis Groß**
400NVN141	Nova Nasal Rahmeneinheit, Ersatz
400NVN151	Nova Nasal Ausatemluft-Verteiler, Ersatz
400NVN161	Nova Nasal Schlauchclip, Ersatz
400NVN162	Nova Nasal Kopfbandpolster, Ersatz



Schlauchclip

Kopfbandpolster

Rückplatte

Kopfband

Ausatemluft-Verteiler


Kissen

Rahmeneinheit
(Rahmen + Schlauch +
Drehgelenk)



F&P myMask™ App

Unterweist Ihre Patienten in der Verwendung der Maske mit Videos, die Schritt für Schritt die Anpassung, Feinjustierung und Reinigung zeigen. Laden Sie die F&P myMask App herunter. Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie sie direkt herunter.



* Kopfband umfasst die Rückplatte. Die Rückplatte kann auch separat erworben werden.

** Die Größenbezeichnungen der Kopfbedeckung und des Rückenteils werden sich in späteren Versionen ändern. „Klein“ wird zu „Standard“ und „Mittelgroß“ wird zu „Groß“. Ihre Abmessungen werden sich nicht ändern.

Lesen Sie immer das Etikett und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung. Verschreibungspflichtig. Dieses Produkt ist möglicherweise nicht für Sie geeignet. Ihr Arzt kann Sie beraten und Ihnen sagen, ob das jeweilige Produkt für Sie/Ihre Erkrankung geeignet ist. Wenn die Symptome fortbestehen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

1. 42 von 43 Nutzern stimmten der folgenden Aussagen zu bzw. stark zu: „Ich vertraue der Funktion der F&P Nova Nasal Maske.“ Interne Validierungsstudie von Fisher & Paykel Healthcare mit 43 Teilnehmern in den USA, durchgeführt im Jahr 2023.

F&P, F&P Nova, Nova, SwingFit, RollFit und myMask sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen ist. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc. 634486 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited