



SwingFit™.
La performance incarnée.

Découvrez la définition de la performance

Nous savons que pour un sommeil réparateur, la performance d'un masque est cruciale. C'est pourquoi nos ingénieurs à la pointe de l'industrie ont étudié la conception des masques sous tous les angles afin de créer un masque auquel vous et vos patients pouvez faire confiance.

Le résultat : F&P Nova™ Nasal, la performance incarnée.

1

Mise en place facile

Une performance
fiable

98 %

des utilisateurs de la version d'essai
font confiance à l'efficacité
de F&P Nova Nasal!

2

Étanchéité stable

3

Sommeil réparateur



Une combinaison de technologies innovantes

Doté de nombreuses caractéristiques fonctionnant en synergie avec le harnais intuitif SwingFit, le masque F&P Nova Nasal offre une performance complète. Découvrez un masque facile à mettre en place qui procure une étanchéité stable, un champ de vision dégagé et un minimum de bruit et de courants d'air.

1

Harnais SwingFit

Il suffit de placer le coussin sur le nez et de passer le harnais autour de la tête pour le mettre en place d'un seul clic.

Attache du tube

Possibilité de placer le tube au-dessus de la tête.

Champ de vision dégagé

Branches latérales structurées pour une vision dégagée.

2

Coussin RollFit™ avec attaches pivotantes

S'adapte aux mouvements pour une étanchéité stable.

AirEdge

Le bord en tissu doux permet d'éviter les marques sur le visage.

3

Diffuseur

Réduit le bruit et les courants d'air.

Balayer pour en savoir plus.



F&P Nova Nasal

Codes de produit

Code	Description
NVN1SU	Masque Nova Nasal - petit
NVN1MU	Masque Nova Nasal - moyen
NVN1LU	Masque Nova Nasal - grand
NVN1SMLU	Masque Nova Nasal - Fit pack - petit, moyen, grand

Pièces de rechange

Code	Description
400NVN114	Coussin Nova Nasal - petit
400NVN115	Coussin Nova Nasal - moyen
400NVN116	Coussin Nova Nasal - grand
400NVN123	Panneau arrière Nova Nasal - standard*
400NVN124	Panneau arrière Nova Nasal - grand*
400NVN125	Harnais Nova Nasal - standard
400NVN126	Harnais Nova Nasal - grand
400NVN141	Composants de rechange du cadre Nova Nasal
400NVN151	Diffuseur de rechange Nova Nasal
400NVN161	Attache du tube de rechange Nova Nasal
400NVN162	Coussinet du harnais de rechange Nova Nasal



Attache
du tube

Coussinet
du harnais

Panneau
arrière

Harnais

Diffuseur


Coussin

Composants du cadre
(cadre + tube +
raccord pivotant)



Application F&P myMask™

Cette application informe les patients sur l'utilisation du masque à l'aide de vidéos de mise en place, de réglage et de nettoyage étape par étape. Téléchargez l'application F&P myMask. Balayez le code QR ou téléchargez-la directement.



* Le harnais comprend un panneau arrière. Le panneau arrière peut également être acheté séparément.

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi.

Uniquement sur ordonnance. Ce produit peut ne pas vous convenir. Votre prestataire de soins vous indiquera si ce produit est adapté à votre cas. Si les symptômes persistent, parlez-en à votre prestataire de soins.

1.42 utilisateurs sur 43 étaient en accord ou tout à fait en accord avec l'affirmation suivante : « Je fais confiance à l'efficacité du masque F&P Nova Nasal ». Essai de validation interne mené par Fisher & Paykel Healthcare auprès de 43 participants aux États-Unis, en 2023.

F&P, F&P Nova, Nova, SwingFit, RollFit et myMask sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited. App Store est une marque de service d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.
634491 REV B © 2026 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel
HEALTHCARE