


OJR410B

OJR412B

OJR414B

OJR416B

OJR418B

TAILLE DE L'INTERFACE	XS	S	M	L	XL
Poids (par trousse)	31,2 g	31,6 g	33,8 g	38,0 g	38,3 g
Description	La trousse de transition pour mélangeur F&P Optiflow™ Junior 2 permet d'utiliser l'interface Optiflow Junior 2 avec les circuits respiratoires approuvés de F&P lorsqu'elle est branchée à un mélangeur pour administrer une thérapie à haut débit nasal (HDN) chauffée et humidifiée.				

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Connexion	Connecteur « Easy-click »
Quantité	Boîte de 5
Contenu de la boîte	Interface nasale F&P Optiflow Junior 2, collecteur de limitation de pression, adaptateur, instructions d'utilisation
Matériaux d'emballage	Extérieur : boîte en carton; coque de l'interface : PET; instructions d'utilisation : papier
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm)	Boîte : 227 x 129 x 144



PERFORMANCE

Plage ambiante	18 à 26 °C / 64 à 79 °F
Utilisation	À usage unique
Durée d'utilisation	14 jours
Plage de température pour l'entreposage	Min : -10 °C / 14 °F, max : +50 °C / 122 °F
Durée limite d'entreposage	5 ans
Pression de décharge nominale	40 cmH ₂ O

COMPOSANTS ET COMPOSITION

Matériaux prédominants	Interface : élastomère thermoplastique, hydrocolloïde, ABS, acier inoxydable Collecteur : élastomère thermoplastique blanc, ABS, acier inoxydable, caoutchouc silicone Adaptateur : polypropylène
Matériaux non présents	Non fabriqué avec du latex naturel, du PVC ou des phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Mode de fabrication	Dispositif non invasif produit en environnement de travail contrôlé
Mise au rebut	Incineration ou élimination conforme au protocole de l'hôpital pour l'interface, le collecteur et l'adaptateur; coque d'emballage et étiquette en PET recyclable



TAILLE DE L'INTERFACE		XS	S	M	L	XL
HUMIDIFICATEURS COMPATIBLES	CIRCUIT*	DÉBITS** (L/MIN)				
 MR850	BC151, BC161, BC153, BC163, RT132, RT324	4 à 8	4 à 9	4 à 10	4 à 15	4 à 15
 F&P 950™	950N60J, 950N61J, 950N62J, 950N80J, 950N81J, 950N82J	1,5 à 10	1,5 à 10	1,5 à 11	1,5 à 28	1,5 à 31

PIÈCES DE RECHANGE COMPATIBLES

F&P Wigglepads™ 2	WJR110	WJR112
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm) – Paquet	110 x 85 x 30	113 x 82 x 25
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm) – Boîtier	172 x 124 x 30	175 x 125 x 32
Quantité	Boîtier : 40 pièces (2 paquets de 20)	

RÉGLEMENTATION

Classification	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, US-II	
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande	
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123	
Norme	Les cônes médicaux utilisés sont conformes à la norme ISO 5356-1	
Code GTIN – Interface nasale OJ2	OJR410B	09420012448842
	OJR412B	09420012448866
	OJR414B	09420012448880
	OJR416B	09420012448903
	OJR418B	09420012448927
Code GTIN – Wigglepads 2	WJR110	09420012454829
	WJR112	09420012454812
Code GMDN	35201	

* Les trousses ne sont pas disponibles dans tous les marchés.

** Les débits ci-dessus correspondent aux capacités techniques du produit lorsqu'il est utilisé au niveau de la mer. Faire preuve de jugement clinique au moment de prescrire un débit.