


OJR410

OJR412

OJR414

OJR416

OJR418

OJR520

TAILLE DE L'INTERFACE	XS	S	M	L	XL	XXL
Poids (par trousse)	6,7 g	7,1 g	9,3 g	13,5 g	13,8 g	28,2 g
Description	L'interface à haut débit nasal F&P Optiflow™ Junior 2 est destinée à être utilisée avec un système de thérapie par haut débit nasal (HDN) pour administrer une thérapie par HDN chauffée et humidifiée à des patients respirant spontanément.					

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Connexion	Connecteur « Easy-click »	
Quantité	Boîte de 20	Boîte de 10
Contenu de la boîte	Interface nasale F&P Optiflow Junior 2, instructions d'utilisation	
Matériaux d'emballage	Extérieur : boîte en carton; coque de l'interface : PET; instructions d'utilisation : papier	
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm)	Boîte : 201 x 137 x 220	Boîte : 265 x 205 x 185





PERFORMANCE

Plage ambiante	18 à 26 °C / 64 à 79 °F
Utilisation	À usage unique
Durée d'utilisation	14 jours
Plage de température pour l'entreposage	Min : -10 °C / 14 °F, max : +50 °C / 122 °F
Durée limite d'entreposage	5 ans

COMPOSANTS ET COMPOSITION

Matériaux prédominants	Interface : élastomère thermoplastique, hydrocolloïde, ABS, acier inoxydable
Matériaux non présents	Non fabriqué avec du latex naturel, du PVC ou des phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Mode de fabrication	Dispositif non invasif; produit dans un milieu de travail contrôlé
Mise au rebut	Incinération ou élimination conforme au protocole de l'hôpital pour l'interface; coque d'emballage et étiquette en PET recyclable



TAILLE DE L'INTERFACE		XS	S	M	L	XL	XXL
HUMIDIFICATEURS COMPATIBLES**	CIRCUIT	DÉBITS* (L/MIN)					
 MR850	RT330	1,1 à 8	1,1 à 9	1,1 à 10	1,1 à 23	1,1 à 25	1,1 à 36
	RT331	1,1 à 8	1,1 à 9	1,1 à 10	1,1 à 23	1,1 à 25	1,1 à 45
 AIRVO™ 2	900PT561, 900PT562	-	-	-	2 à 20	2 à 25	10 à 50
 AIRVO™ 3	900PT561, 900PT562	-	-	2 à 7	2 à 20	2 à 25	10 à 50
 F&P 950™	950N40J	1,5 à 10	1,5 à 10	1,5 à 11	1,5 à 28	1,5 à 31	1,5 à 36
	950P40J	1,5 à 10	1,5 à 10	1,5 à 11	1,5 à 34	1,5 à 36	1,5 à 60

PIÈCES DE RECHANGE COMPATIBLES

F&P Wigglepads 2	WJR110	WJR112	WJR114
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm) – Paquet	110 x 85 x 30	113 x 82 x 25	
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm) – Boîtier	172 x 124 x 30	175 x 125 x 32	
Quantité	Boîtier : 40 pièces (2 paquets de 20)		

RÉGLEMENTATION

Classification	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, US-II	
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande, Mexique	
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123	
Norme	Les cônes médicaux utilisés sont conformes à la norme ISO 5356-1	
Code GTIN – interface nasale OJ2/OJ2+	OJR410	09420012435750
	OJR412	09420012435927
	OJR414	09420012435941
	OJR416	09420012435965
	OJR418	09420012435989
	OJR520	09420012453334
Code GTIN – Wigglepads 2	WJR110	09420012454829
	WJR112	09420012454812
	WJR114	09420012450135
Code GMDN	35201	

* Les débits ci-dessus correspondent aux capacités techniques du produit lorsqu'il est utilisé au niveau de la mer.
Faire preuve de jugement clinique au moment de prescrire un débit.

F&P, Optiflow, Airvo, F&P 950, Seahorse, Crab, Starfish, Octopus et Turtle sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

633872 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited 

Fisher & Paykel
HEALTHCARE