


OJR410VT

OJR412VT

OJR414VT

OJR416VT

OJR418VT

TAILLE DE L'INTERFACE	XS	S	M	L	XL
Poids (par trousse)	8,9 g	9,3 g	11,5 g	15,7 g	16,0 g
Description	La trousse de transition pour ventilateur F&P Optiflow™ Junior 2 permet d'utiliser l'interface Optiflow Junior 2 avec les circuits respiratoires approuvés de F&P lorsqu'elle est branchée à un ventilateur pour administrer une thérapie par haut débit nasal (HDN) chauffée et humidifiée.				

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Connexion	Connecteur « Easy-click »
Quantité	Boîte de 5
Contenu de la boîte	Interface nasale F&P Optiflow Junior 2, adaptateur, instructions d'utilisation
Matériaux d'emballage	Extérieur : boîte en carton; coque de l'interface : PET; instructions d'utilisation : papier
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm)	Boîte : 155 x 149 x 103



PERFORMANCE

Plage ambiante	18 à 26 °C / 64 à 79 °F
Utilisation	À usage unique
Durée d'utilisation	14 jours
Plage de température pour l'entreposage	Min : -10 °C / 14 °F, max : +50 °C / 122 °F
Durée limite d'entreposage	5 ans

COMPOSANTS ET COMPOSITION

Matériaux prédominants	Interface : élastomère thermoplastique, hydrocolloïde, ABS, acier inoxydable Adaptateur : polypropylène
Matériaux non présents	Non fabriqué avec du latex naturel, du PVC ou des phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Mode de fabrication	Dispositif non invasif produit en environnement de travail contrôlé
Mise au rebut	Incinération ou élimination conforme au protocole de l'hôpital pour l'interface et l'adaptateur; coque d'emballage et étiquette en PET recyclable



TAILLE DE L'INTERFACE		XS	S	M	L	XL
HUMIDIFICATEURS COMPATIBLES KL	CIRCUIT*	DÉBITS** (L/MIN)				
 MR850	RT265	4 à 8	4 à 9	4 à 10	4 à 15	4 à 15
 F&P 950™	950N80J, 950N81J, 950N82J, 950N61J	1,5 à 10	1,5 à 10	1,5 à 11	1,5 à 28	1,5 à 31
	950P81J	1,5 à 10	1,5 à 10	1,5 à 11	1,5 à 34	1,5 à 36

PIÈCES DE RECHANGE COMPATIBLES

F&P Wigglepads™ 2	WJR110	WJR112
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm) – Paquet	110 x 85 x 30	113 x 82 x 25
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm) – Boîtier	172 x 124 x 30	175 x 125 x 32
Quantité	Boîtier : 40 pièces (2 paquets de 20)	

RÉGLEMENTATION

Classification	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, US-II	
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande	
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123	
Norme	Les cônes médicaux utilisés sont conformes à la norme ISO 5356-1	
Code GTIN – interface nasale OJ2	OJR410VT	09420012448941
	OJR412VT	09420012448965
	OJR414VT	09420012448989
	OJR416VT	09420012449009
	OJR418VT	09420012448828
Code GTIN – Wigglepads 2	WJR110	09420012454829
	WJR112	09420012454812
Code GMDN	35201	

* Les trousses ne sont pas disponibles dans tous les marchés.

** Les débits ci-dessus correspondent aux capacités techniques du produit lorsqu'il est utilisé au niveau de la mer. Faire preuve de jugement clinique au moment de prescrire un débit.