

WigglewiNG	WJR210		WJR212			WJR214
						
Gewicht (pro Stück)	1,05 g		1,87 g			3,38 g
Interface-Größe	XS	S	M	L	XL	XXL
Beschreibung	Die F&P WigglewiNG ist für die Fixierung einer nasogastralen (NG) Sonde am Gesicht in Verbindung mit Nasenkanülen der Nasal-Interfaces F&P Optiflow Junior 2 und F&P Optiflow Junior 2+ bestimmt.					
PRODUKT						
Menge	Gehäuse: je 20 Stück (2 Packungen zu je 10 Stück)					Gehäuse: je 10 Stück (1 Packung)
Verpackungsinhalt	F&P WigglewiNG, Gebrauchsanweisungen					
Verpackungsmaterial	Außen: Karton; Gebrauchsanweisung: Papier					
Verpackungsmaße (L x B x H mm)	Packung: 113 x 82 x 25; Gehäuse: 171 x 123 x 32					Gehäuse: 171 x 123 x 32
LEISTUNG						
Umgebungstemperaturbereich	18 – 26 °C/64 – 79 °F					
Nutzung	Zur Verwendung an einem einzelnen Patienten					
Verwendungsdauer	7 Tage					
Lagerungstemperatur	Min.: -10 °C/14 °F, Max.: +50 °C/122 °F					
Haltbarkeit	3 Jahre					
KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG						
Vorherrschendes Material	Thermoplastisches Elastomer, Hydrokolloid					
Nicht enthaltene Materialien	Nicht hergestellt mit Naturlatex, PVC oder Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)					
Herstellungsverfahren	Nicht invasives Gerät; hergestellt in einer kontrollierten Arbeitsumgebung					
Entsorgung	Verbrennung bzw. gemäß Klinikrichtlinien					
REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN						
Schutzklasse	AU-IIa, EU-IIa, Kanada-IIa, USA-I					
Herkunftsland	Neuseeland					
Zuständige Prüfbehörde	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123					
GTIN-Codes – WigglewiNG-Gehäuse	WJR210	09420012454836				
	WJR212	09420012454843				
	WJR214	09420012454867				
GMDN-Code	16866					