

WigglewiNG 	WJR210		WJR212			WJR214
						
Peso (por unidad)	1,05 g		1,87 g			3,38 g
Tamaño de la interfaz	XS	S	M	L	XL	XXL
Descripción	La F&P WigglewiNG está diseñada para asegurar el tubo nasogástrico (NG) a la cara junto con las interfaces nasales F&P Optiflow Junior 2 y F&P Optiflow Junior 2+.					

PRODUCTO

Cantidad	Caja: 20 unidades (2 paquetes de 10)	Caja: 10 unidades (1 paquete)
Componentes de la caja	F&P WigglewiNG, instrucciones para el usuario	
Materiales del paquete	Exterior: caja de cartón; instrucciones para el usuario: papel	
Dimensiones del paquete (L x An x Al en mm)	Paquete: 113 x 82 x 25; caja: 171 x 123 x 32	Caja: 171 x 123 x 32

FUNCIONAMIENTO

Intervalo de temperatura	18 - 26 °C / 64 - 79 °F
Uso	Uso para un único paciente
Duración de uso	7 días
Temperatura de almacenamiento	Mín.: -10 °C / 14 °F, máx.: +50 °C / 122 °F
Vida útil	3 años

COMPONENTES Y COMPOSICIÓN

Materiales predominantes	Elastómero termoplástico, hidrocoloide
Materiales no presentes	Fabricado sin látex natural, PVC ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)
Modo de fabricación	Dispositivo no invasivo; fabricado en un entorno de trabajo controlado
Eliminación	Incineración o según el protocolo del hospital

ASPECTOS NORMATIVOS

Clasificación	AU-IIa, EU-IIa, Canada-IIa, US-I	
País de origen	Nueva Zelanda	
Organismo notificado	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123	
Códigos GTIN - Caja de WigglewiNG	WJR210	09420012454836
	WJR212	09420012454843
	WJR214	09420012454867
Código GMDN	16866	