

WigglewiNG 	WJR210		WJR212			WJR214
						
Poids (par unité)	1,05 g		1,87 g			3,38 g
Taille de l'interface	XS	S	M	L	XL	XXL
Description	La fixation F&P WigglewiNG est conçue pour fixer une sonde nasogastrique (NG) sur le visage en conjonction avec les gammes d'interfaces nasales F&P Optiflow Junior 2 et F&P Optiflow Junior 2+.					

PRODUIT

Quantité	Boîte : 20 unités (2 paquets de 10)	Boîte : 10 unités (1 paquet)
Contenu du kit	F&P WigglewiNG, instructions d'utilisation	
Matériaux d'emballage	Extérieur : boîte en carton ; instructions d'utilisation : papier	
Dimensions de l'emballage (L x l x H mm)	Paquet : 113 x 82 x 25 ; Boîte : 171 x 123 x 32	Boîte : 171 x 123 x 32

FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	18 – 26 °C/64 – 79 °F
Utilisation	Usage unique
Durée d'utilisation	7 jours
Température de stockage	Min : -10 °C/14 °F, Max : +50 °C/122 °F
Limite de péremption	3 ans

COMPOSANTS ET COMPOSITIONS

Principaux matériaux	Élastomère thermoplastique, hydrocolloïde
Matériaux non présents	Ne contient pas de latex naturel, de PVC ni de phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Mode de fabrication	Dispositif non invasif ; fabriqué dans un environnement de travail contrôlé
Élimination	Incinération ou conformément au protocole de l'hôpital

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classification	AU-IIa, EU-IIa, Canada-IIa, USA-I	
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande	
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123	
Codes GTIN - Boîte WigglewiNG	WJR210	09420012454836
	WJR212	09420012454843
	WJR214	09420012454867
Code GMDN	16866	

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Classe du dispositif médical : Classe IIa

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical. À l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.

F&P, Optiflow, Seahorse, Crab, Starfish, Octopus et Turtle sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

PM-628406 REV A © 2022 Fisher & Paykel Healthcare Limited