

REF OJR416HM

REF OJR418HM

Interfaz nasal para el hogar



F&P Optiflow™ Junior 2 Home fue diseñado para administrar una terapia de alto flujo nasal en el hogar.





F&P Optiflow Junior 2 es una interfaz nasal especialmente diseñada para las características anatómicas y las necesidades de flujo de los lactantes y niños que reciben terapia de alto flujo nasal.

Se trata de una nueva generación en cuidados, que proporciona a los pequeños pacientes asistencia respiratoria.

Al igual que el Optiflow Junior original, Optiflow Junior 2 tiene cánulas con un diseño suave y anatómico, minimiza la condensación y el acodamiento con el FlexiTube y se puede quitar y mantener fácilmente con Wigglepads™ 2.

Utiliza la tecnología Waveflex™ para permitir un movimiento facial natural cuando las mejillas del paciente están comprimidas. Esto mejora la estabilidad de las cánulas en las narinas.



PRODUCTO	OJR416HM 	OJR418HM 																				
Tamaño de la cánula nasal	L	XL																				
Guía de pesos	 <table border="1"> <tr> <td>Peso (Kg)*</td> <td>3</td> <td>3,5</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Edad correlacionada**</td> <td>37,5 sem EG</td> <td>40 EG</td> <td>4,9 a</td> <td>5,6 a</td> </tr> </table>	Peso (Kg)*	3	3,5	18	20	Edad correlacionada**	37,5 sem EG	40 EG	4,9 a	5,6 a	 <table border="1"> <tr> <td>Peso (Kg)*</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>25</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Edad correlacionada**</td> <td>47,5 sem EG</td> <td>4,7 m</td> <td>7,6 a</td> <td>12 a</td> </tr> </table>	Peso (Kg)*	5	7	25	30	Edad correlacionada**	47,5 sem EG	4,7 m	7,6 a	12 a
Peso (Kg)*	3	3,5	18	20																		
Edad correlacionada**	37,5 sem EG	40 EG	4,9 a	5,6 a																		
Peso (Kg)*	5	7	25	30																		
Edad correlacionada**	47,5 sem EG	4,7 m	7,6 a	12 a																		
Caudal de myAIRVO 2 (L/min)	2 - 20	2 - 25																				
ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS																						
Cantidad	Caja de 5																					
Uso	Para un solo paciente, por un máximo de 7 días																					
Ausencia de materiales	No se fabrican con látex de caucho natural, PVC ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)																					
CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS																						
F&P Wigglepad 2	WJR112; 2/paquete (20 en cada paquete)																					
Circuitos compatibles	900PT560; 900PT560E; MYAIRVOKIT1																					
Humidificador compatible	myAIRVO 2 (en modo Junior) PT100xx																					

sem. EG = semanas de gestación; m = meses; a = años

*Los datos de los pesos se basan en los estudios de validación de los productos de F&P. **Los datos referentes a la edad se correlacionan con los datos de los pesos a partir de una combinación de las tablas de crecimiento de Fenton, la OMS y los CDC.

Encuentre más información en
www.fphcare.com/myairvo

Fisher & Paykel
 HEALTHCARE