



F&P 950 System

Especificaciones de los kits de transición de mezcladores

PRODUCTO	OJR410B 	OJR412B 	OJR414B 
TAMAÑO DE CÁNULA NASAL	XS	S	M
Descripción	Kit de transición de mezclador F&P Optiflow™ Junior 2 - XS	Kit de transición de mezclador F&P Optiflow Junior 2 - S	Kit de transición de mezclador F&P Optiflow Junior 2 - M
Peso (por kit)	31,2 g	31,6 g	33,8 g
CAUDALES* (L/min) - F&P 950™			
 950N60, 950N62	0,5-10	0,5-10	0,5-11
REPUESTOS COMPATIBLES			
F&P Wigglepads™ 2	 WJR110	 WJR112	
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Circuitos compatibles	950N60, 950N62		
Conexión	Conector de encaje fácil, adaptador		
Humidificador compatible	F&P 950		
Cantidad	Caja de 5		
Componentes de la caja	Cánula 2 nasal F&P Optiflow Junior, adaptador patentado, colector de alivio de presión OJR215, instrucciones para el usuario		

* Los caudales anteriores describen la capacidad técnica del producto cuando se utiliza a nivel del mar. Utilice siempre el juicio clínico al prescribir las tasas de flujo.

F&P 950 System Kits de transición de mezclador | ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO	
Intervalo de temperatura	20-26 °C / 68-79 °F
Uso	Uso en un solo paciente
Duración del uso	7 días
Fuente de gas recomendada	Gas médico
Vida útil	3 años
Presión de alivio nominal	40 cmH ₂ O
COMPONENTES Y COMPOSICIÓN	
Materiales predominantes en la cánula	Elastómero termoplástico; hidrocoloide; ABS; acero inoxidable
Materiales predominantes en el adaptador	Polipropileno
Materiales predominantes en el colector	Elastómero termoplástico, blanco; ABS; acero inoxidable; caucho con silicio
Materiales no presentes	Fabricado sin látex de caucho natural, PVC ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)
Modo de fabricación	Fabricado en un entorno de trabajo controlado
Eliminación	Incineración o conforme al protocolo hospitalario para cánulas, colectores y adaptadores; envase con bisagra y PET reciclable en las etiquetas
ASPECTOS NORMATIVOS	
Clasificación	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, US-II
País de origen	Nueva Zelanda
Organismo notificado	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123
Normas	Las puntas cónicas médicas empleadas cumplen la norma ISO 5356-1

Tenga en cuenta que la información de esta hoja de especificaciones (incluidas la información de los productos y las imágenes) está resumida y solamente tiene fines ilustrativos. Consulte más información en las instrucciones para el usuario pertinentes y confirme los detalles con el representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de hacer un pedido. La información puede estar sujeta a cambios sin aviso previo.

F&P 950, Optiflow y Wigglepads son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.