





Interface nasale | AIRVO 2 | CARACTÉRISTIQUES



PRODUIT	OJR416 	OJR418 
Taille de l'interface nasale	L	XL
Poids de l'interface	13,5 g	13,8 g
ACCESSOIRES COMPATIBLES		
F&P Wigglepad™ 2	 WJR112	
DÉBIT MAXIMUM* (L/mn)		
AIRVO 2 	2 - 20	2 - 25
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Circuits compatibles	900PT531 ; 900PT561 ¹	
Raccordement	Connecteur à clic rapide	
Humidificateur compatible	AIRVO 2 (En mode Enfant)	
Quantité	Boîte de 20	
Éléments contenus dans la boîte	Interface nasale F&P Optiflow™ Junior 2 instructions d'utilisation	
PERFORMANCE		
Plage de température ambiante °C	18 à 26 °C / 64 à 79 °F	
Mode humidificateur	Mode Enfant	
Utilisation	Usage pour un seul patient ; 7 jours maximum	
Durée d'utilisation	7 jours	
Source de gaz recommandée	Gaz médical	
COMPOSANTS ET COMPOSITIONS		
Principaux matériaux	Élastomère thermoplastique ; hydrocolloïde ; ABS ; acier inoxydable	
Matériaux non présents	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, de PVC ou de phthalates (DEHP, DBP, BBP)	
Mode de fabrication	Dispositif non invasif ; fabriqué dans un environnement de travail contrôlé	
Élimination	Incinération ou conformément au protocole de l'hôpital pour les interfaces ; les emballages double coque et les emballages recyclables avec label PET	
RÉGLEMENTATION		
Classification	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, USA-I	
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande	
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123	

* Les débits ci-dessus correspondent aux capacités techniques du produit lorsqu'il est utilisé au niveau de la mer. Se reposer sur le jugement clinique pour la prescription des débits.
¹ Non disponible à la vente aux États-Unis.

Veillez noter que les informations contenues dans ce catalogue des caractéristiques (y compris les informations et les illustrations de produits) sont résumées et fournies à titre indicatif seulement. Veuillez consulter les instructions d'utilisation correspondantes pour obtenir de plus amples informations et confirmer les détails auprès de votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare avant de passer une commande. Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.