

## オプティフロー™ ジュニア 2 鼻カニューレ仕様 (エアボー 2使用時)



品番	OJR416 	OJR418 
サイズ	L	XL
カニューレの重量	13.5 g	13.8 g
スぺアパーツ		
オプティフロー™ ジュニア 2 用ウイグルパッド	 WJR112	
最大流量* (L/分)		
エアボー 2 	2~20	2~25
仕様		
呼吸回路	900PT561 AIRVO用AirSpiralチューブ&チャンバーキット (成人・小児兼用) 900PT531 エアボー用チューブ&チャンバーキット (小児兼用)	
接続	コネクターはスイベル式特殊形状 (F&Pの専用回路が必要です)	
対応加湿器	エアボー 2 (子供用モード)	
販売単位	1箱20本	
内容品	F&P オプティフロー ジュニア 2 鼻カニューレ、添付文書	
使用条件		
周囲温度	18~26 °C	
加湿器のモード	子供用モード	
使用条件	単一患者使用	
使用期間	7日	
推奨ガス供給源	医療ガス	
成分および組成		
主要原材料	熱可塑性エラストマー、親水コロイド、ABS樹脂、ステンレススティール	
含有しない原材料	ラテックス、PVC またはフタラート (DEHP、DBP、BBP)	
製造環境	異物混入対策をした作業管理区域、未滅菌	
廃棄方法	カニューレ: 汚染物質に関する地 域及び院内のガイドラインに従い廃棄 外装及びラベル: プラスチック (PET) としてリサイクル	
販売名	F&P オプティフロージュニア	
認証番号	225AABZX00033000	

\*上記の流量は、海抜ゼロメートルで使用する場合における製品の技術的性能です。流量を処方する時は、必ず臨床的な判断を行ってください。

本仕様書 (製品情報および画像を含む) は概要です。必ず添付文書および取扱説明書を参照してください。詳細については、弊社担当営業もしくは取扱いの販売店までお問い合わせください。本仕様書は予告なく変更されることがあります。