


OJR410

OJR412

OJR414

OJR416

OJR418

OJR520

TAMANHOS DA INTERFACE	XS	S	M	L	XL	XXL
Peso (por kit)	6,7 g	7,1 g	9,3 g	13,5 g	13,8 g	28,2 g
Descrição	A Interface de Alto Fluxo Nasal Optiflow™ Junior 2 da F&P é uma interface destinada ao uso com um sistema de terapia de alto fluxo nasal (NHF) para administrar a terapia NHF aquecida e umidificada a pacientes respirando espontaneamente.					

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Conexão	Conector de fácil encaixe					
Quantidade	Caixa com 20					Caixa com 10
Componentes da caixa	Interface nasal F&P Optiflow Junior 2, instruções de uso					
Materiais de embalagem	Exterior: caixa de papelão; instruções de uso: papel					
Dimensões da embalagem (C x L x A mm)	Caixa: 201 x 137 x 220					Caixa: 265 x 205 x 185





DESEMPENHO

Variação da temperatura ambiente	18 – 26 °C/64 – 79 °F
Utilização	Utilização por um único paciente
Duração de utilização	14 dias
Temperatura de armazenamento	Mín: -10 °C/14 °F, Máx: +50 °C/122 °F
Validade	5 anos

COMPONENTES E COMPOSIÇÕES

Materiais predominantes	Interface: elastômero termoplástico, hidrocoloide, ABS, aço inoxidável
Materiais ausentes	Não fabricado com látex natural, PVC ou ftalatos (DEHP, DBP, BBP)
Modo de fabricação	Dispositivo não invasivo; produzido em ambiente de trabalho controlado
Descarte	Incineração ou de acordo com o protocolo hospitalar para interface; embalagem de garra e etiqueta PET reciclável



TAMANHOS DA INTERFACE		XS	S	M	L	XL	XXL
UMIDIFICADORES COMPATÍVEIS**	CIRCUITO	TAXAS DE FLUXO* (L/MIN)					
 MR850	RT330	1,1 – 8	1,1 – 9	1,1 – 10	1,1 – 23	1,1 – 25	1,1 – 36
	RT331	1,1 – 8	1,1 – 9	1,1 – 10	1,1 – 23	1,1 – 25	1,1 – 45
 AIRVO™ 2	900PT561, 900PT562	-	-	-	2 – 20	2 – 25	10 – 50
 AIRVO™ 3	900PT561, 900PT562	-	-	2 – 7	2 – 20	2 – 25	10 – 50
 F&P 950™	950N40	0,5 – 10	0,5 – 10	0,5 – 11	0,5 – 28	0,5 – 31	0,5 – 36
	950P40	1 – 10	1 – 10	1 – 11	1 – 34	1 – 36	1 – 60

PEÇAS SOBRESSALENTES COMPATÍVEIS


F&P Wigglepads 2	WJR110	WJR112	WJR114
Dimensões da embalagem (C x L x A mm) - Embalagem	110 x 85 x 30	113 x 82 x 25	
Dimensões da embalagem (C x L x A mm) - Estojo	172 x 124 x 30	175 x 125 x 32	
Quantidade	Estojo: 40 cada (2 embalagens de 20)		

REGULAMENTAÇÃO

Classificação	AU IIa, UE IIa, Canadá IIa, EUA I	
País de origem	Nova Zelândia, México	
Órgão notificado	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123	
Standard	Cones médicos usados em conformidade com a ISO 5356-1	
Código GTIN - Interface Nasal OJ2 / OJ2+	OJR410	09420012435750
	OJR412	09420012435927
	OJR414	09420012435941
	OJR416	09420012435965
	OJR418	09420012435989
	OJR520	09420012453334
Código GTIN - Wigglepads 2	WJR110	09420012454829
	WJR112	09420012454812
	WJR114	09420012450135
Código GMDN	35201	

* As taxas de fluxo acima indicadas descrevem a capacidade técnica do produto quando utilizado ao nível do mar.
Assegurar a utilização de critérios clínicos na prescrição de caudais.

** Todas as plataformas podem não estar disponíveis em todos os países

F&P, Optiflow, AIRVO, F&P 950, Seahorse, Crab, Starfish, Octopus e Turtle são marcas comerciais da Fisher & Paykel Healthcare Limited.
628391 REV B © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited 

Fisher & Paykel
HEALTHCARE