


### Nasenkanüle | MR850 | SPEZIFIKATIONEN



PRODUKT	OJR410 	OJR412 	OJR414 	OJR416 	OJR418 
Größe der Nasenkanüle	XS	S	M	L	XL
Gewicht der Kanüle	6,7 g	7,1 g	9,3 g	13,5 g	13,8 g
<b>MAXIMALE FLUSSRATEN* (L/min)</b>					
MR850 	0,5-8	0,5-9	0,5-10	0,5-23	0,5-25
<b>KOMPATIBLE ERSATZTEILE</b>					
F&P Wigglepad™ 2	 WJR110		 WJR112		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>					
Kompatibel mit	RT330-Schlauchsystem, BC115-05-Druckablassmodul				
Anschluss	Easy-click-Anschluss				
Kompatibler Luftbefeuchter	MR850 (im invasiven Modus)				
Menge	Karton à 20 Stück				
Kartoninhalt	F&P Optiflow Junior 2 Nasenkanüle, Gebrauchsanweisung				
<b>LEISTUNGSDATEN</b>					
Umgebungstemperaturbereich in °C	18-26 °C				
Luftbefeuchtermodus	Invasiv				
Verwendung	Verwendung bei einem einzelnen Patienten, max. 7 Tage				
Verwendungsdauer	7 Tage				
Empfohlene Gasquelle	Medizinisches Gas				
<b>KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG</b>					
Überwiegend verwendete Materialien	Thermoplastisches Elastomer, Hydrokolloid, ABS, Edelstahl				
Nicht enthaltene Materialien	Ohne Naturkautschuklatex, PVC und Phthalate (DEHP, DBP, BBP) hergestellt				
Herstellungsform	Nicht invasives Produkt; hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung				
Entsorgung	Verbrennung oder Entsorgung gemäß Klinikrichtlinien für Kanülen; Clamshell-Verpackung und Etikett für recyclebares PET				
<b>ERFÜLLUNG REGULATORISCHER ANFORDERUNGEN</b>					
Klassifizierung	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II				
Herkunftsland	Neuseeland				
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123				

\* Die oben angegebenen Flussraten entsprechen der technischen Leistungsfähigkeit des Produkts bei Verwendung auf Meeresspiegelniveau. Die Verordnung der Flussraten muss nach klinischem Ermessen erfolgen.

Beachten Sie bitte, dass die Informationen in diesem Datenblatt (einschließlich der Produktinformationen und Bilder) nur zur Veranschaulichung zusammengefasst und zur Verfügung gestellt wurden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Gebrauchsanweisungen. Wenden Sie sich zur Bestätigung bestimmter Einzelheiten an den für Sie zuständigen Vertreter von Fisher & Paykel Healthcare, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.