

Cánula nasal | MR850 | ESPECIFICACIONES



PRODUCTO	OJR410 	OJR412 	OJR414 	OJR416 	OJR418 
Tamaño de la cánula nasal	XS	S	M	L	XL
Peso de la cánula	6,7 g	7,1 g	9,3 g	13,5 g	13,8 g
VELOCIDADES DE FLUJO MÁXIMAS* (l/min)					
MR850 	0,5-8	0,5-9	0,5-10	0,5-23	0,5-25
PIEZAS DE REPUESTO COMPATIBLES					
F&P Wigglepad™ 2	 WJR110		 WJR112		
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO					
Compatible con	Circuito RT330, BC115-05 tubuladura de liberación de presión				
Conexión	Conector de acoplamiento con un clic				
Humidificador compatible	MR850 (en modo invasivo)				
Cantidad	Caja de 20				
Componentes de la caja	Cánula nasal F&P Optiflow Junior 2, instrucciones de usuario				
ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO					
Rango de temperatura ambiente en °C	18-26 °C				
Modo de humidificador	Invasivo				
Uso	Uso para un único paciente; máximo 7 días				
Duración de uso	7 días				
Fuente de gas recomendada	Gas médico				
COMPONENTES Y COMPOSICIÓN					
Materiales predominantes	Elastómero termoplástico; hidrocoloide; ABS; acero inoxidable				
Materiales no presentes	No está fabricado con látex de caucho natural, PVC o ftalatos (DEHP, DBP, BBP)				
Modo de fabricación	Dispositivo no invasivo; producido en un entorno de trabajo controlado				
Eliminación de residuos	Incineración o método acorde al protocolo del hospital para eliminar las cánulas; PET reciclable en el embalaje de tipo concha y la etiqueta				
INFORMACIÓN REGULATORIA					
Clasificación	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II				
País de origen	Nueva Zelanda				
Entidad notificada	Servicios de productos TÜV SÜD GmbH CE0123				

* Las velocidades de flujo anteriores describen la capacidad técnica del producto cuando se usa en el nivel del mar. Asegúrese de aplicar el juicio clínico al prescribir velocidades de flujo.

Tenga en cuenta que la información incluida en esta hoja de especificaciones (incluidas la información y las imágenes del producto) se resume y proporciona con finalidad ilustrativa únicamente. Consulte las instrucciones de uso relevantes para obtener más información y confirme los detalles con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de realizar un pedido. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.