

オプティフロー™ジュニア 2 鼻カニューレ仕様 (MR850 加温加湿器使用時)



品番	OJR410 	OJR412 	OJR414 	OJR416 	OJR418 
サイズ	XS	S	M	L	XL
カニューレの重量	6.7 g	7.1 g	9.3 g	13.5 g	13.8 g
最大流量* (L/分)					
MR850 加温加湿器 	0.5~8	0.5~9	0.5~10	0.5~23	0.5~25
スペアパーツ					
オプティフロー™ジュニア 2 用 ウィグルパッド	 WJR110		 WJR112		
仕様					
呼吸回路	RT330 オプティフロー ジュニア専用 RT 回路				
接続	コネクターはスイベル式特殊形状 (F&Pの専用回路が必要です)				
対応加湿器	MR850加温加湿器 (侵襲モード)				
販売単位	1箱20本				
内容品	F&P オプティフロー ジュニア 2 鼻カニューレ、添付文書				
使用条件					
周囲温度	18~26 °C				
加湿器のモード	侵襲モード				
使用条件	単一患者使用				
使用期間	最長7日				
推奨ガス供給源	医療ガス				
成分および組成					
主要原材料	熱可塑性エラストマー、親水コロイド、ABS樹脂、ステンレススチール				
含有しない原材料	ラテックス、PVC またはフタラート (DEHP、DBP、BBP)				
製造環境	異物混入対策をした作業管理区域、未滅菌				
廃棄方法	カニューレ: 汚染物質に関する地域及び院内のガイドラインに従い廃棄 外装及びラベル: プラスチック(PET)としてリサイクル				
販売名	F&P オプティフロージュニア				
認証番号	225AABZX00033000				

*上記の流量は、海拔ゼロメートルで使用する場合における製品の技術的性能です。流量を処方する時は、必ず臨床的な判断を行ってください。

本仕様書 (製品情報および画像を含む) は概要です。必ず添付文書および取扱説明書を参照してください。
詳細については、弊社担当営業もしくは取扱いの販売店までお問い合わせください。
本仕様書は予告なく変更されることがあります。