


La cánula nasal Optiflow™ Junior 2+ se ha diseñado para que se adapte a una mayor variedad de pacientes y cubre el espacio que hay entre la cánula Optiflow Junior 2 XL y la cánula Optiflow+ pequeña. Conserva todas las ventajas existentes de la línea de cánulas Optiflow Junior 2 e incorpora la tecnología Waveflex™ para facilitar la estabilidad de las cánulas nasales y Wigglepads™ 2 para facilitar la aplicación, el ajuste y el mantenimiento de la cánula.

**Mayor flujo**

Tubo más grande para ofrecer más flujo desde 1-50 L/min.*

**Mayor variedad de pacientes**

Diseñada para adaptarse a pacientes de entre 6 meses y 12 años de edad.



* Dependiendo de la plataforma

Especificaciones de la cánula nasal OJR520



OJR520 XXL

MR850

AIRVO™ 2

ACCESORIOS COMPATIBLES

F&P Wigglepads 2

WJR114



CAUDALES MÁXIMOS* (L/min)

	1-36	10-50
--	------	-------

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Circuito compatible	RT330, OPT014	900PT531, 900PT561
Peso de la cánula	28,2 g	
Conexión	Conector de encaje fácil	
Cantidad	Caja de 10	
Componentes de la caja	Cánula nasal F&P Optiflow Junior 2+, instrucciones de uso	

FUNCIONAMIENTO

Rango de temperatura ambiente	18-26 °C / 64-79 °F	
Modo de humidificador	Modo invasivo	Modo predeterminado
Uso	Uso para un único paciente; máximo 7 días	
Duración del uso	7 días	
Fuente de gas recomendada	Gas médico	

COMPONENTES Y COMPOSICIÓN

Materiales predominantes	Elastómero termoplástico; hidrocoloide; ABS	
Materiales no presentes	Fabricado sin látex de caucho natural, PVC ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)	
Modo de fabricación	Dispositivo no invasivo; fabricado en un entorno de trabajo controlado	
Eliminación	Por incineración o según el protocolo del hospital para cánulas; el envase de bisagra y la etiqueta son de PET reciclable	

INFORMACIÓN REGULATORIA

Clasificación	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, US-II	
País de origen	Nueva Zelanda	
Organismo notificado	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123	

* Los caudales anteriores describen la capacidad técnica del producto cuando se utiliza a nivel del mar. Utilice siempre el juicio clínico al prescribir los caudales.

Tenga en cuenta que la información de esta hoja de especificaciones (incluidas la información de los productos y las imágenes) está resumida y solamente tiene fines ilustrativos. Consulte las instrucciones de uso correspondientes para obtener más información y confirme los detalles con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de realizar un pedido. La información puede estar sujeta a cambios sin aviso previo.

F&P, AIRVO, Optiflow, Wigglepads y Dolphin son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.
619890 REV C © 2022 Fisher & Paykel Healthcare Limited