

Canule nasale



OPT312 PRÉMATURÉ



OPT314 NÉONATAL



OPT316 NOUVEAU-NÉ



OPT318 PÉDIATRIQUE

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Débit maximum (L/min)	8	8	20	25
Poids de la canule	9 g	9 g	13 g	13 g
Tranche d'âge approximative	26 SA - 37 SA	32 SA - 6 mois	37 semaines - 3,5 ans	1 an - 6 ans
Plage de poids approximative	1-3 kg	2-8 kg	3-15 kg	12-22 kg
Compatible avec	Raccord rotatif exclusif RT330	Raccord rotatif exclusif RT330	Raccord rotatif exclusif RT330 & 900PT531	Raccord rotatif exclusif RT330 & 900PT531
Humidificateur compatible	MR850	MR850	MR850, Airvo 2	MR850, Airvo 2

CANULE NASALE OPT31X

Longueur de l'interface	S.O.
Plage de température ambiante °C	18-26 °C
Mode humidificateur	Invasif
Durée d'utilisation	7 jours
Conditionnement	Boîte de 20
Source de gaz recommandée	Gaz médical

COMPOSANTS ET COMPOSITION

Principaux matériaux	Élastomère thermoplastique ; hydrocolloïde ; ABS ; acier inoxydable
Matériaux non présents	Ne contient ni latex naturel, ni PVC ni phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Mode de fabrication	Dispositif non invasif ; produit dans un environnement de travail contrôlé
Destruction	Incinération ou selon le protocole de l'hôpital

RÉGLEMENTATION

Classification	AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, USA-I
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande
Utilisation prévue	Utilisation à patient unique ; 7 jours maximum
Organisme notifié UE	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123



Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd. **Classe du dispositif médical:** Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
 Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de cet appareil médical.

www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE