

## 鼻カニューレ



OPT312 早産児



OPT314 新生児



OPT316 幼児



OPT318 小児

### 性能仕様

	OPT312 早産児	OPT314 新生児	OPT316 幼児	OPT318 小児
最大流量 (L/min)	8	8	20	25
カニューレの重さ	9 g	9 g	13 g	13 g
おおよその年齢幅	週齢26週～週齢37週	週齢32週～月齢6ヶ月	37週 - 3.5歳	1歳 - 6歳
おおよその体重幅	1-3 kg	2-8 kg	3-15 kg	12-22 kg
互換性のある患者回路	独自のスイベル接続 RT330	独自のスイベル接続 RT330	独自のスイベル接続 RT330	独自のスイベル接続 RT330
互換性のある加湿器	MR850	MR850	MR850	MR850

### 鼻カニューレOPT31X

インターフェースの長さ	N/A
周辺温度範囲 °C	18-26 °C
加湿器のモード	挿管モード
使用期間	7日
カートンサイズ	20個入りボックス
推奨ガス源	医療ガス

### 成分および組成

主要材料	熱可塑性エラストマー: 親水コロイド; ABS; ステンレススチール
含有しない成分	天然ゴムラテックス、PVC またはフタラート (DEHP、DBP、BBP) を含んでいません
製造モード	非侵襲性装置; 管理体制の整った作業場 で製造
廃棄方法	焼却、あるいは病院の規定に遵守して処分

### 規定

分類	豪州 IIa、欧州連合 IIa、カナダII、米国II
製造国	ニュージーランド
使用目的	患者1人に使用 (最大7日)

