

RT226 | ESPECIFICAÇÕES

Circuito respiratório infantil (0,3 a 4 L/min) com ramo inspiratório aquecido e câmara autoalimentável MR290



COMPONENTES E COMPOSIÇÃO DO CIRCUITO

Componentes da embalagem	Ramo inspiratório aquecido de 1,1 m, extensão da incubadora de 0,3 m, ramo expiratório não aquecido com coletor de água, tubo de conexão do umidificador de 0,6 m com entrada para óxido nítrico, peça em Y giratória, câmara de umidificação com autoalimentação MR290V, linha de pressão, kit adaptador, kit de etiquetas para sinalizar troca do circuito
Materiais	Polipropileno, elastômero termoplástico, polietileno linear de baixa densidade, polietileno de baixa densidade, polietileno de alta densidade, silicone, cobre, resina de estireno, cianoacrilato, PVC livre de DEHP Não é fabricado com látex de borracha natural.
Quantidade	10 circuitos por embalagem
Dimensões e peso das embalagens	Comprimento: 530 mm; Largura: 210 mm; Altura: 400 mm; Peso: 4,12 kg
Material da embalagem	Caixa de papelão
Modo de fabricação	Produzido em ambiente de trabalho controlado
Descarte	Incineração ou de acordo com o protocolo hospitalar
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO	
Resistência ao fluxo (com e sem acessórios)	Ramo inspiratório: $0,09 \pm 0,04$ cmH ₂ O Ramo expiratório: $0,04 \pm 0,04$ cmH ₂ O a 2,5 L/min (incluindo incerteza de medição de 0,03 cmH ₂ O)
Taxa de fluxo	0,8-6 L/min à temperatura ambiente de 20-26 °C 0,3-6 L/min à temperatura ambiente de 23 °C
Comprimento do circuito	Inspiratório: 1,6 m Expiratório: 1,6 m
Diâmetro interno mínimo do tubo	10,2 mm
Variação da temperatura ambiente	20-26 °C/68-79 °F
Complacência a 60 cmH ₂ O Sem acessórios Com acessórios	$1,4 \pm 0,09$ mL/cmH ₂ O $1,4 \pm 0,07$ mL/cmH ₂ O (incluindo o valor de incerteza da medição de 0,02 mL/cmH ₂ O)
Compatibilidade com umidificador	Umidificador MR850
Modo do umidificador	Invasivo
Volume compressível	830 mL
Duração de uso	7 dias
Uso	Uso único
Fonte de gás recomendada	Ar/oxigênio
Conexões do circuito	Conectores cônicos ISO 5356-1
Validade	5 anos
Vazamento de gás	<30 mL/min a 60 cmH ₂ O (ISO 5367)
Temperatura de armazenamento	Limite inferior de temperatura: -10 °C Limite superior de temperatura: 50 °C
Volume corrente	<185 mL

CÂMARA	MR290
Conexões da câmara	Conector cônico ISO 5356-1 (22 mm macho)
Pressão máxima de operação da câmara	8 kPa
Pico de fluxo máximo	180 L/min por 30 segundos
Vazamento de gás	<10 mL/min a 8 kPa
Materiais	ABS, poliestireno, polietileno, elastômero termoplástico, alumínio, tinta, polipropileno, adesivo, policarbonato, silicone, PVC livre de DEHP
Complacência	0,4 mL/cmH ₂ O
Volume compressível	280 mL
Resistência ao fluxo	A 60 L/min: 0,52 cmH ₂ O
REGULAMENTAÇÃO	
Classificação	AU IIa; UE IIa; CA 2; EUA II. Para mais informações sobre regulamentação, acesse: www.fphcare.com/regulatory
País de origem	Nova Zelândia
Indicações de uso	Este dispositivo destina-se ao fornecimento de gases respiratórios a pacientes infantis que dependem de suporte respiratório mecânico.
Órgão notificado Número de Identificação	TÜV SÜD Product Services GmbH CE0123
Número GTIN	09420012431165 (UNIDADE) 09420012411327 (PACOTE)
Número UNSPSC	42272224
Código GMDN	37706
Biocompatibilidade	Atende às normas: ISO 10993-3, ISO 10993-5, ISO 10993-6, ISO 10993-10