


Instructions d'impression

1 Imprimez le gabarit

- Imprimer sur du papier de format « US letter » ou A4.
- Veiller à sélectionner « **Taille réelle** » et non « **Ajuster** » dans les paramètres de l'imprimante.
- Pour de meilleurs résultats, imprimer en couleur.




2 Mesurez votre impression


- Placer votre règle sur l'échelle ci-dessous et vérifier que leurs mesures sont identiques.

ASTUCE

Utilisez un miroir ou demandez à quelqu'un à la maison de vous aider à déterminer la taille.




Tenez le guide de manière à ce qu'il soit appuyé contre le dessous de votre nez.



Choisissez la taille qui correspond le mieux à votre nez.

Instructions du gabarit

Découpez soigneusement le long des lignes pointillées.



Ce produit peut ne pas vous convenir. Lisez les avertissements et les instructions d'utilisation avant l'achat. Le masque nasal F&P Solo™ peut ne pas être offert dans tous les marchés.

F&P et F&P Solo sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Pour obtenir des renseignements sur les brevets, consultez la page www.fphcare.com/ip. RÉF. 632552 RÉV. A 2024-04 © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited.