

F&P Solo

Masque nasal
Masque avec coussins d'air

Une touche
de simplicité



www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Le choix du masque est important

Un masque qui s'ajuste confortablement et reste stable peut améliorer considérablement votre expérience du traitement.

Le masque que vous choisissez d'utiliser doit :

- être bien ajusté ;
- fournir une bonne étanchéité ;
- correspondre à votre mode de vie.

F&P Solo a été conçu pour surmonter les nombreuses difficultés associées au traitement.



Chez Fisher & Paykel Healthcare, notre objectif est de simplifier votre expérience du masque de PPC*, dès le départ. Pour utiliser le masque F&P Solo, il vous suffit de le mettre en place, d'appliquer une pression et de dormir.

93 %

des utilisateurs ont qualifié leur expérience avec le masque F&P Solo de simple ou de très simple¹.



Mettre en place

Premier masque AutoFit™ au monde

Il suffit d'étirer le masque sur votre tête et
votre visage.



Presser

Ajustement par simple pression

Ajustez le masque à votre convenance en le mettant en place sous votre nez à l'aide d'une légère pression.



Technologie AutoLock™
(vue aux rayons X)

La technologie AutoLock maintient la jupe en place. Une seule traction est nécessaire pour détacher le harnais.

Dormir

Confort et stabilité

La technologie AutoLock maintient confortablement le masque en place pendant toute la nuit.



Assistance


Application F&P myMask™

L'application F&P myMask vous aide à mettre en place, à ajuster et à nettoyer efficacement votre masque F&P Solo.



Scannez le code QR pour télécharger l'application, ou téléchargez-la directement depuis l'App Store ou Google Play.

F&P Solo est disponible avec une bulle nasale ou une bulle avec coussins d'air qui peuvent être interchangeables en fonction de vos préférences.



Bulle nasale
(se place sous
le nez)

**Bulle avec
coussins d'air**
(se place dans
les narines)

Référence : 1. 85 participants sur 91 ont qualifié leur expérience du masque F&P Solo de simple ou de très simple. Étude de validation interne menée avec 91 participants (masque nasal et masque avec coussins F&P Solo) aux États-Unis en 2023. Pour obtenir une description complète de la configuration du produit et connaître les mises en garde, les dangers et les avertissements, reportez-vous aux instructions d'utilisation accompagnant le produit. Utilisez l'appareil selon les instructions. Suivez toujours les instructions d'utilisation. Nous nous référons ici au PPC, mais d'autres modes d'appareil de ventilation à pression positive continue tels que APAP et Bilevel peuvent également être inclus. Les masques doivent être utilisés avec un appareil PAP pour assurer la thérapie. F&P, AutoFit, AutoLock, F&P Solo et myMask sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

631957 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fabricant: Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

Pour toute demande, contactez votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de santé compétent.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Le masque F&P Solo est conçu pour être utilisé comme interface patient avec un système de traitement par pression positive continue (PPC).