

F&P Solo

Masque nasal AutoFit
Masque nasal à coussins d'air AutoFit

Simply AutoFit™



www.fphcare.com/Solo

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Premier masque AutoFit au monde

F&P Solo™ combine des années d'innovation incessante et des composants de pointe pour inaugurer une nouvelle ère de masques automatiques.

Le premier masque AutoFit au monde, F&P Solo, simplifie la mise en place du masque comme aucun autre, grâce à la technologie AutoLock™.



F&P Solo



Scannez le code QR pour accéder à l'expérience en ligne de F&P Solo.

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Ajustement

Pour les utilisateurs, il suffit d'étirer leur masque sur leur tête et sur leur visage.



Toucher

À l'aide d'une légère pression, les utilisateurs ajustent leur masque à leur convenance en le mettant en place sous leur nez.



Technologie AutoLock
(vue aux rayons X)

La technologie AutoLock maintient la jupe en place. Une seule traction est nécessaire pour détacher le harnais.


Sommeil

La technologie AutoLock maintient confortablement le masque en place, en réagissant dynamiquement aux mouvements du sommeil et aux pressions du traitement par PPC.



Une conception du harnais révolutionnaire

Simple,
toutes les nuits



Les utilisateurs peuvent facilement ajuster le masque pendant la nuit pour un ajustement optimal.

Vue aux rayons X

Composants
de qualité



Technologie AutoLock,
fabriquée en fibre de carbone
pour un mouvement fluide.

Réduit le
serrage excessif




En l'absence de sangles conventionnelles à défaire et à tirer, le harnais AutoFit réduit les risques de serrage excessif.

Deux options de coussins confortables



Bulle nasale

Se place sous le nez, ce qui laisse l'utilisateur libre de ses mouvements tout en maintenant le coussin confortablement en place.




Jupe avec coussins

Les bulles avec coussins souples et fins s'installent confortablement dans votre nez et assurent une étanchéité stable.




Simplifiez l'expérience du masque dans le parcours du patient




Sélection du masque

Un système de harnais avec deux options de coussin pour simplifier le choix du masque pour vous et votre patient.




Mise en place avec l'application F&P myMask™

Pour une meilleure expérience, F&P myMask assiste vos patients dans la mise en place et l'ajustement du masque.




Emballage convivial

Les instructions illustrées étape par étape permettent d'installer le masque de manière autonome.



Soutien F&P myMask

F&P myMask aide à l'ajustement, au nettoyage et au dépannage. Un soutien au moment où l'on en a le plus besoin.



Simple pour vous et vos patients

F&P Solo a fait le plus dur, pour que vous et vos patients n'ayez pas à le faire.

Harnais (taille unique)

Types de coussins interchangeables

Cadre + Circuit respiratoire + Raccord pivotant



F&P Solo Nasal	
Code	Description du F&P Solo Nasal
SLN1SMLU	Masque nasal - Paquet 3 tailles
SLN1SU, SLN1SSU*	Masque nasal - Taille petit
SLN1MU, SLN1MMU*	Masque nasal - Taille moyen
SLN1LU, SLN1LLU*	Masque nasal - Taille grand
SLN1WU	Masque nasal - Taille large
400SLN111	Bulle nasale - Taille petit
400SLN112	Bulle nasale - Taille moyen
400SLN113	Bulle nasale - Taille grand
400SLN114	Bulle nasale - Taille large

F&P Solo Pillows	
Code	Description du F&P Solo Pillows
SLP1SMLU	Masque à coussins d'air - Paquet 3 tailles
SLP1SU, SLP1SSU*	Masque à coussins d'air - Taille petit
SLP1MU, SLP1MMU*	Masque à coussins d'air - Taille moyen
SLP1LU, SLP1LLU*	Masque à coussins d'air - Taille grand
400SLP111	Bulle avec coussins - Taille petit
400SLP112	Bulle avec coussins - Taille moyen
400SLP113	Bulle avec coussins - Taille grand

F&P Solo	
Code	Description du F&P Solo
400SL121	Harnais de rechange
400SL141	Circuit, cadre et raccord pivotant de rechange

* Modèles à double coussin. Non disponible dans tous les pays.

Références : 1. 85 participants sur 91 ont qualifié leur expérience avec le masque nasal F&P Solo ou le masque nasal à coussins d'air F&P Solo de « simple » ou de « très simple ». Essai de validation interne mené par Fisher & Paykel Healthcare sur 91 participants aux États-Unis, en 2022. 2. 79 des 83 participants ont été en mesure de mettre en place le masque nasal F&P Solo ou le masque nasal à coussins d'air F&P Solo sans aide. Essai de validation interne mené par Fisher & Paykel Healthcare sur 83 participants (vierges de traitement par PPC) en Nouvelle-Zélande, en 2022. F&P, AutoFit, AutoLock, F&P Solo et myMask sont des marques déposées de Fisher & Paykel Healthcare Limited. 632147 REV A © 2024 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd **Classe du dispositif médical :** Classe IIa **Organisme notifié :** TÜV SÜD Product Service GmbH

Le masque F&P Solo est conçu pour être utilisé comme interface patient avec un système de traitement par pression positive continue (PPC) non invasif afin d'administrer de l'air pressurisé dans les voies respiratoires supérieures d'un patient via le circuit respiratoire.

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

À l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.