

Une étanchéité très performante pour un masque de VNI ne couvrant pas l'arête nasale

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Classe du dispositif médical : Classe IIa

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

Veillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.

Dynamic Support Technology™

Le masque F&P Visairo™ est équipé d'une jupe flottante et d'ailettes de stabilisation qui agissent en synergie pour créer un support dynamique (Dynamic Support Technology) - une conception qui apporte confort, stabilité et performance.

Masque de VNI ne couvrant pas l'arête nasale

La Dynamic Support Technology offre un masque de VNI ne couvrant pas l'arête nasale.

Le masque F&P Visairo élimine la pression sur l'arête nasale et offre un champ de vision dégagé, sans compromettre la stabilité et la performance.

Ailettes de stabilisation

Les ailettes de stabilisation, situées dans la coque, maintiennent la jupe flottante, qui reste stable sur le visage, pour le confort de votre patient.



Jupe flottante

La jupe flottante souple en silicone est dissociée de la coque du masque. Elle flotte de manière confortable sous le nez de votre patient.



Trois tailles de masque

Le masque F&P Visairo est disponible en trois tailles, A, B et C, qui correspondent aux dimensions du nez de votre patient.



Zones d'étanchéité TubeFit™

Les zones d'étanchéité situées des deux côtés du masque sont conçues pour assurer l'étanchéité autour des sondes nasogastriques et orogastriques. Elles réduisent la nécessité d'un serrage excessif du harnais.



Trois modèles de masque

Le masque F&P Visairo est disponible en version sans fuite intentionnelle et à fuite intentionnelle pour les configurations mono-branche ou bi-branche.

Masque sous nasal pour utilisation en milieu hospitalier F&P Visairo

Version de masque	Code de commande du produit
Version sans fuite intentionnelle et avec valve anti-asphyxie	RT075A RT075B RT075C
Version avec coude standard	RT076A RT076B RT076C
Version avec fuite intentionnelle et valve anti-asphyxie	RT077A RT077B RT077C