

Leistungsstarkes
Maskenkissen ermöglicht
NIV ohne Abdeckung des
Nasenrückens



Dynamic Support Technology™

Die F&P Visairo™ Maske ist mit einem flexiblen Maskenkissen und Stabilitätsflügeln ausgestattet, die gemeinsam die Dynamic Support Technology bilden – ein Design, das Komfort, Stabilität und Leistung bietet.

Nichtinvasive Beatmung ohne Abdeckung des Nasenrückens

Die Dynamic Support Technology ermöglicht eine nichtinvasive Beatmung ohne Abdeckung des Nasenrückens.

Die F&P Visairo Maske nimmt den Druck vom Nasenrücken und macht den Weg frei für ein offenes Sichtfeld, ohne Kompromisse bei Stabilität und Leistung einzugehen.

Flexibles Maskenkissen

Das weiche, flexible Silikon-Maskenkissen ist vom Rahmen der Maske entkoppelt, sodass es von unten bequem an der Nase des Patienten anliegt.

Stabilitätsflügel

Die Stabilitätsflügel am Rahmen unterstützen das flexible Maskenkissen, sodass es komfortabel und stabil am Gesicht des Patienten anliegt.





Drei Maskengrößen

Die F&P Visairo Maske ist in drei Größen erhältlich: A, B und C. So können Sie die richtige Maske für die Größe der Nase Ihres Patienten auswählen.



TubeFit™ Dichtungszone

Die Dichtungszone, die sich an beiden Seiten der Maske befinden, sind so gestaltet, dass sie nasale und orale Magensonden effektiv abdichten. Dies trägt dazu bei, dass das Kopfband nicht zu fest angezogen werden muss.



Drei Maskenmodelle

Die F&P Visairo Maske ist mit und ohne Ausatemöffnung für Ein- oder Zweischlauchsysteme erhältlich.

F&P Visairo Unter-Nasen-Masken für Krankenhäuser

Maskenversion	Artikelnummer
Anti-Asphyxie-Ventil, Ausführung ohne Ausatemöffnung	RT075A RT075B RT075C
Ausführung mit Standard-Winkelstück	RT076A RT076B RT076C
Anti-Asphyxie-Ventil, Ausführung mit Ausatemöffnung	RT077A RT077B RT077C