



F&P Visairo™ Unter-Nasen-Maske für Krankenhäuser	Artikelnummern		
	Ohne Ausatemöffnung Unter-Nasen-Maske für Krankenhäuser Ausführung mit Anti-Asphyxie-Ventil	Ohne Ausatemöffnung Unter-Nasen-Maske für Krankenhäuser Ausführung mit Standard-Winkelstück	Mit Ausatemöffnung Unter-Nasen-Maske für Krankenhäuser Ausführung mit Anti-Asphyxie-Ventil
F&P Visairo – Größe A F&P Visairo – Größe B F&P Visairo – Größe C	RT075A RT075B RT075C	RT076A RT076B RT076C	RT077A RT077B RT077C
Empfohlenes F&P 850 Schlauchsystem*	RT219/RT319	RT280/RT380/RT481	RT219/RT319
Empfohlenes F&P 950™ Schlauchsystem*	950A60/950A61	950A80/950A81/950A82	950A60/950A61
Schlauchsystem-Aufbau	Einschlauchsystem mit Ausatemport	Doppelschlauch-System	Einschlauch-System
Flusswiderstand durch Maske	0,23 cmH ₂ O bei 50 L/min, 0,51 cmH ₂ O bei 100 L/min	0,07 cmH ₂ O bei 50 L/min, 0,33 cmH ₂ O bei 100 L/min	0,26 cmH ₂ O bei 50 L/min, 0,63 cmH ₂ O bei 100 L/min
Interface-Anschlüsse	ISO 5356-1 Konische Konnektoren		
Betriebsdruckbereiche	4-40 cmH ₂ O		
Menge pro Packung	10		
Verwendungszweck	Zur Verwendung bei nur einem erwachsenen Patienten (>30 kg), max. 14 Tage		
Lagerungstemperatur	Min: -10 °C, Max: +50 °C		
Haltbarkeit	3 Jahre		
Materialien	Thermoplastisches Elastomer, Silikon, Acetal, Polycarbonat, Polyurethanschaum, Nylon, Nylon Spandex DEHP-frei; BPA-frei; ohne Naturkautschuklatex hergestellt		
Biokompatibilität	Erfüllt folgende Normen: ISO 10993-1:2018, ISO 18562-1:2017		
Verpackungsmaterial	Umverpackung: Karton; Innen: Polyester/Polyethylen-Laminat; Größenübersicht: Karton		
Packungsabmessungen (L x B x H mm; kg)	Stück: 80 x 200 x 260; 0,14 Pack: 352 x 229 x 232; 1,68		
Herstellungsverfahren	Nichtinvasives Produkt, medizinisch rein		
Entsorgung	Verbrennung oder gemäß Krankenhausprotokoll		

Regulatorische Anforderungen

Klassifizierung	USA – Klasse II; EU – Klasse IIa; AU – Klasse IIa					
Herkunftsland	Hergestellt in Mexiko					
GTIN (Stück)	RT075A	09420012465993	RT076A	09420012466051	RT077A	09420012466112
	RT075B	09420012466013	RT076B	09420012466075	RT077B	09420012466136
	RT075C	09420012466037	RT076C	09420012466099	RT077C	09420012466150
GTIN (Karton)	RT075A	09420012466006	RT076A	09420012466068	RT077A	09420012466129
	RT075B	09420012466020	RT076B	09420012466082	RT077B	09420012466143
	RT075C	09420012466044	RT076C	09420012466105	RT077C	09420012466167
GMDN-Code	57813					
Benannte Stelle in der EU	TÜV SÜD Product Services GmbH					

Stets die Gebrauchsanleitung beachten, die mit dem Produkt geliefert wird. Dort finden Sie die vollständigen Benutzerhinweise, Warnhinweise, Kontraindikationen und Erläuterungen.

*Die genannten Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht verfügbar.