



Der F&P WigglewING kann in Verbindung mit Produkten der Optiflow™ Junior 2 und Optiflow Junior 2+ Reihe verwendet werden, um eine NG-Sonde am Patienten zu fixieren und die Möglichkeit zu erhalten, das Interface jederzeit bei Bedarf entfernen oder neu positionieren zu können.



Einfach

WigglewING ist eine gebrauchsfertige Lösung, die die Fixierung der NG-Sonde erleichtert, sobald sich das Pflegepersonal mit ihrer Anwendung vertraut gemacht hat.



Sauber

WigglewING bietet eine saubere Lösung und erleichtert die Interaktion des Pflegepersonals mit dem Kind. Dank dem integrierten WigglePad™ Klettverschluss ist kein zusätzliches Klebeband erforderlich.



Sicher

WigglewING bleibt während der Positionsanpassung des nasalen Interfaces Optiflow Junior 2/2 + an Ort und Stelle und bietet somit eine stabile Lösung zur Fixierung der NG-Sonde.




PRODUKT
OJR410
OJR412
OJR414
OJR416
OJR418
OJR520
GRÖSSE DES NASALEN INTERFACES
XS
S
M
L
XL
XXL

F&P WigglewING


WJR210

WJR212

WJR214
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Verwendungszweck	Der F&P WigglewING ist für die Fixierung einer nasogastralen Sonde (NG) am Gesicht in Verbindung mit einem zugelassenen F&P Atemtherapiegerät bestimmt					
Gewicht	1,05 g		1,87 g		3,38 g	
Menge	10er-Karton					
Verpackungsinhalt	F&P WigglewING, Gebrauchsanleitung					

LEISTUNG

Umgebungstemperaturbereich	18 – 26 °C / 64 – 79 °F					
Nutzung	Zur Verwendung an einem einzelnen Patienten					
Verwendungsdauer	7 Tage					
Haltbarkeit	3 Jahre					

KOMPONENTEN UND ZUSAMMENSETZUNG

Überwiegend verwendete Materialien	Thermoplastisches Elastomer; Hydrokolloid					
Nicht enthaltene Materialien	Latexfrei, frei von PVC und Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)					
Herstellungsverfahren	Nichtinvasives Produkt; hergestellt in kontrollierter Arbeitsumgebung					
Entsorgung	Verbrennen oder gemäß den Klinikrichtlinien für Kanüle; Clamshell-Verpackung und Etikett aus recycelbarem PET					

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

Klassifizierung	AU-I, EU-I, Canada-I, US-I					
Herkunftsland	Neuseeland					
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123					

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem technischen Datenblatt (einschließlich Produktinformationen und Bilder) nur zur Veranschaulichung zusammengefasst und zur Verfügung gestellt wurden. Bitte lesen Sie die relevanten Gebrauchsanleitungen für ausführlichere Informationen und wenden Sie sich zur Bestätigung bestimmter Details an den für Sie zuständige Vertreter von Fisher & Paykel Healthcare, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

F&P, AIRVO, Optiflow, Wigglepads, WigglewING sowie Seahorse, Crab, Starfish Octopus, Turtle und Dolphin sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited.
620779 REV A © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited