


F&P WigglewING se puede utilizar junto con la gama de productos Optiflow™ Junior 2 y Optiflow Junior 2+ para estabilizar el tubo NG en el paciente, al mismo tiempo que se permite quitar o volver a colocar la interfaz si es necesario.

**Sencillo**

WigglewING es una solución lista para usar que facilita la fijación nasogástrica, una vez los cuidadores aprenden a colocarlo.

**Limpio**

WigglewING ofrece una solución limpia que facilita la interacción del cuidador con el niño. Gracias a que cuenta con el gancho y el lazo de WigglePad™, no es necesario usar cinta adicional.

**Seguro**

WigglewING permanece en su sitio mientras se recoloca la gama de productos de interfaz nasal Optiflow Junior 2/2+, ofreciendo una solución estable para la fijación nasogástrica.




**PRODUCTO**
**OJR410**
**OJR412**
**OJR414**
**OJR416**
**OJR418**
**OJR520**
**TAMAÑO DE LA INTERFAZ NASAL**
**XS**
**S**
**M**
**L**
**XL**
**XXL**

F&amp;P WigglewING


**WJR210**

**WJR212**

**WJR214**
**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

<b>Uso previsto</b>	F&P WigglewING está indicado para fijar el tubo nasogástrico (NG) a la cara junto con un dispositivo respiratorio aprobado por F&P					
<b>Peso</b>	1,05 g		1,87 g		3,38 g	
<b>Cantidad</b>	Caja de 10					
<b>Componentes de la caja</b>	F&P WigglewING, instrucciones de uso					

**FUNCIONAMIENTO**

<b>Intervalo de temperatura ambiente</b>	18 a 26 °C (64 a 79 °F)					
<b>Uso</b>	Uso para un único paciente					
<b>Duración del uso</b>	7 días					
<b>Vida útil</b>	3 años					

**COMPONENTES Y COMPOSICIONES**

<b>Materiales predominantes</b>	Elastómero termoplástico; hidrocoloide					
<b>Materiales no presentes</b>	Fabricado sin látex de caucho natural, PVC ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)					
<b>Modo de fabricación</b>	Dispositivo no invasivo; producido en un entorno de trabajo controlado					
<b>Eliminación</b>	Incineración o conforme al protocolo del hospital para cánulas; envase con bisagra y PET reciclable en las etiquetas					

**ASPECTOS NORMATIVOS**

<b>Clasificación</b>	AU-I, EU-I, Canada-I, US-I					
<b>País de origen</b>	Nueva Zelanda					
<b>Organismo notificado</b>	TÜV SÜD Product Service GmbH, CE0123					

Tenga en cuenta que la información de esta hoja de especificaciones (incluidas la información de los productos y las imágenes) está resumida y solamente tiene fines ilustrativos. Consulte las instrucciones de uso correspondientes para obtener más información y confirme los detalles con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare antes de realizar un pedido. La información puede estar sujeta a cambios sin aviso previo.