


Le F&P WigglewING peut être utilisé conjointement avec les gammes Optiflow™ Junior 2 et Optiflow Junior 2+ pour stabiliser une sonde nasogastrique sur le patient, tout en maintenant la possibilité de supprimer ou de repositionner l'interface si nécessaire.



Simple

WigglewING est une solution prête à l'emploi qui facilite la fixation de la sonde nasogastrique, une fois que les soignants se sont familiarisés avec son application.



Rationnel

WigglewING offre une solution rationnelle et facilite l'interaction des soignants avec l'enfant. Avec la languette de fixation WigglePad™ intégrée, aucune bande supplémentaire n'est nécessaire.



Sûr

WigglewING reste en place pendant le repositionnement des interfaces nasales Optiflow Junior 2/2+, offrant une solution stable pour la fixation de la sonde nasogastrique.





PRODUIT

OJR410

OJR412

OJR414

OJR416

OJR418

OJR520

TAILLE DE L'INTERFACE NASALE

XS

S

M

L

XL

XXL

F&P WigglewING



WJR210



WJR212



WJR214

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

Utilisation prévue	Le F&P WigglewING est destiné à fixer la sonde nasogastrique (NG) au visage en conjonction avec un dispositif respiratoire F&P approuvé					
Poids	1,05 g		1,87 g		3,38 g	
Quantité	Boîte de 10					
Contenu de la boîte	F&P WigglewING, instructions d'utilisation					

UTILISATION

Plage de température ambiante	18 à 26 °C / 64 à 79 °F
Utilisation	Usage unique
Durée d'utilisation	7 jours
Limite de péremption	3 ans

COMPOSANTS ET COMPOSITIONS

Principaux matériaux	Élastomère thermoplastique ; hydrocolloïde
Matériaux non présents	Fabriqué sans latex naturel, ni PVC, ni phtalates (DEHP, DBP, BBP)
Mode de fabrication	Dispositif non invasif ; produit dans un environnement de travail contrôlé
Élimination	Incinération ou élimination conforme au protocole de l'hôpital pour l'interface ; coque d'emballage et étiquette en PET recyclable

RÉGLEMENTATION

Classification	AU-I, EU-I, Canada-I, US-I
Pays d'origine	Nouvelle-Zélande
Organisme notifié	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd

Classe du dispositif médical : Classe IIa

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

Veillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.

A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.

Veillez noter que les informations contenues dans cette fiche technique (y compris les informations et les illustrations de produits) sont synthétisées et fournies à titre indicatif seulement. Veillez consulter les instructions d'utilisation correspondantes pour obtenir de plus amples informations et confirmer les détails auprès de votre représentant local Fisher & Paykel Healthcare avant de passer une commande. Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.

F&P, AIRVO, Optiflow, Wigglepads, WigglewING et Seahorse, Crab, Starfish Octopus, Turtle et Dolphin sont des marques déposées de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

620772.REV A © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited