

外形时尚，内在聪明。



费雪派克爱康系列正压呼吸治疗机F&P ICON™ 具备：

- 采用 ThermoSmart™ 智能加热技术，提供更佳的湿度和舒适度
- 采用 InfoSmart™ 智能通讯技术，提供灵活的数据通讯选择
- SensAwake™ 感应性压力释放全面改善睡眠质量*
- 自动调整压力功能可实现睡眠过程中的个性化治疗**
- 适用于卧室的现代化流行设计
- 带有可自行设定 AlarmTunes™ 闹钟功能的屏幕朝前的时钟
- 小巧紧凑，包括湿化器和电源
- 集成智能技术。

* 适用于费雪派克爱康系列正压呼吸治疗机F&P ICON Auto型和Premo型

** 仅适用于费雪派克爱康系列正压呼吸治疗机F&P ICON Auto型

费雪派克爱康系列正压呼吸治疗机F&P ICON | 功能特点

产品规格

尺寸	160x170x220 毫米 (6.3x6.7x8.7英寸)
重量	2.2公斤 (4.8磅) 包装重量4.0公斤 (8.7磅)
性能	压力范围: 4 到 20 cmH ₂ O
噪声等级	<30分贝
水罐容积	至最高水位线时420毫升
符合标准	IEC60601-1: 1998, AS/NZS 3200.1.0: 1998, EN60601-1: 1990 + A1 - A2

InfoUSB™ 数据记录

Auto型和Premo型

InfoUSB 储存卡可记录长达 365 天的顺应性和有效性数据总结, 7 天的详细有效性数据 (AHI、压力和漏气量), 以及从第一次使用以来的累积数据。

Novo

InfoUSB 储存卡可记录长达 365 天的顺应性摘要数据以及第一次使用以来的累积数据。

电气规格

额定电源电压	额定电流输入	额定电源频率
100-115 V	1.27 安 (1.43安最大)	50-60赫兹/400赫兹
220-240 V	1.07安培(最大1.21安培)	50-60赫兹

费雪派克爱康系列F&P ICON性能特点

插头类型点	Auto型	Premo型	Novo型
真正一体化	•	•	•
ThermoSmart 智能加热技术*	•	•	•
自动调整压力	•	•	•
有效性报告	•	•	•
顺应性报告	•	•	•
InfoUSB	•	•	•
SensAwake 觉醒感应技术	•	•	•
按比例延时升压	•	•	•
自动海拔高度调整	自动	自动	手动
漏气补偿	•	•	•
时钟和AlarmTunes 闹钟	•	•	•
InfoSmart智能通信软件	•	•	•

费雪派克爱康系列F&P ICON型号

插头类型	Auto型	Premo型	Novo型
澳大利亚	ICONAAA	ICONPBA	ICONNAA
欧洲	ICONAAE/ ICONAHE**	ICONPAE**/ ICONPBE/ICONPHE**	ICONNAE
英国	ICONAAK	ICONPBK	ICONNAK
北美 (HT含加热呼吸管的型号)	ICONAAN/ ICONAAN-HT	ICONPBN/ ICONPBN-HT/ ICONPBN-HTC**	ICONNAN/ ICONNAN-HT
巴西	ICONAAB	ICONPBB	ICONNAB
日本/台湾	ICONAAJ	ICONPBJ	ICONNAJ

* 在一些国家, ThermoSmart 智能呼吸管必须作为配件购买才能激活ThermoSmart 技术

** 零部件可能因国家而异







费雪派克爱康系列 F&P Icon 随机附件

- 1 x 正压呼吸治疗机CPAP
- 1 x 携带包
- 1 x 水罐
- 1 x 水罐盖
- 1 x 呼吸管*
- 1 x InfoUSB
- 1 x InfoUSB信封
- 1 x 用户使用说明书
- 1 x 备用空气过滤片

消耗品和选配件

- 900ICON200 水罐
- 900ICON202 InfoUSB 2 (世界其他地方)
- 900ICON203 InfoUSB 2 (仅美国和加拿大)
- 900ICON204 弯头
- 900ICON206 出口密封垫
- 900ICON208 ThermoSmart 智能加热呼吸管
- 900HC221 呼吸管
- 900ICON503 空气过滤片
- 900ICON218 滤片支架
- 900ICON214 炫光银盖
- 900ICON216 哑光灰盖
- 900ICON315 软携带箱
- 185046221 3-语言用户使用说明书
- 185045354 多语言用户说明书
- 900ICON110 医护人员和代理商光盘
- 900SW100 费雪派克F&P InfoSmart™智能通讯光盘
- 900ICON112 费雪派克F&P Studio™光盘

产品信息

-  Z078 新西兰无线电干扰C-Tick认证标志
-  无乳胶
- IPX2** 防滴漏
-  UL分类
-  II类医疗电气设备
- CE0123** 符合医疗器械指令93/42/EEC
-  治疗机处置说明
本治疗机含电子器件, 请不要象处理一般废物那样处理。应按当地有关规定处置。
-  耗材处置说明
将用完的面罩、呼吸管和水管放在垃圾袋里和普通垃圾一起处置即可。

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

制造商 费雪派克医疗保健有限公司(Fisher & Paykel Healthcare Ltd), 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, New Zealand (新西兰)
电话: +64 9 574 0100 传真: +64 9 574 0158 电子邮件: info@fphcare.co.nz 网址: www.fphcare.com 澳大利亚 Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited, 36-40 New Street, PO Box 167, Ringwood, Melbourne, Victoria 3134, Australia (澳大利亚) 电话: +61 3 9879 5022 传真: +61 3 9879 5232 奥地利 电话: 0800 29 31 23 传真: 0800 29 31 22 比荷卢 电话: +31 40 216 3555 传真: +31 40 216 3554
中国 电话: +86 20 3205 3486 传真: +86 20 3205 2132 法国 电话: +33 1 6446 5201 传真: +33 1 6446 5221 德国 电话: +49 7181 98599 0 传真: +49 7181 98599 66 印度 电话: +91 80 4284 4000 传真: +91 80 4123 6044 爱尔兰共和国 电话: 1800 409 011 意大利 电话: +39 06 7839 2939 传真: +39 06 7814 7709 日本 电话: +81 3 3661 7205 传真: +81 3 3661 7206 北爱尔兰 电话: 0800 132 189 西班牙 电话: +34 902 013 346 传真: +34 902 013 379 瑞典 电话: +46 8 564 76 680 传真: +46 8 36 63 10 瑞士 电话: 0800 83 47 63 传真: 0800 83 47 54 台湾 电话: +886 2 8751 1739 传真: +886 2 8751 5625 土耳其 电话: +90 312 354 34 12 传真: +90 312 354 31 01 英国  Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK (英国) 电话: +44 1628 626 136 传真: +44 1628 626 146 美国/加拿大 电话: 1800 446 3908 或 +1 949 453 4000 传真: +1 949 453 4001