

# FlexiFit™ 431

FULL FACE MASK


## Spécifications techniques

### Masque facial




*Utilisation du FlexiFit™  
Technologie d'ajustement  
automatique du contour  
du visage, le masque facial  
FlexiFit™ 431 avec son profil  
sous-mentonnier et sa jupe en  
silicone épousant les contours  
du visage offre un confort et  
une stabilité maximum.*

# Masque facial - FlexiFit™ 431



Le masque facial FlexiFit™ 431 est une alternative confortable aux voies nasales ou orales, et c'est une solution prête à l'emploi, entièrement montée.

UN MASQUE AUX CARACTERISTIQUES REMARQUABLES, POUR PLUS DE LIBERTÉ, DE CONFORT ET UNE MEILLEURE OBSERVANCE




#### Technologie FlexiFit™

Ajustement automatique au contour du visage


##### Mousse

La technologie FlexiFit™ s'ajuste automatiquement à une grande variété de nez et de visages, en une seule opération et sans ajustement compliqué.



#### Glissière Glider™ Système anti-fuites

La sangle coulissante Glider™ offre une liberté de mouvement tout en assurant l'étanchéité. La pression du masque reste identique lorsque la tête se tourne d'un côté à l'autre, ce qui diminue le risque de fuite.



#### Profil sous-mentonnier Excellente stabilité

Le profil sous-mentonnier renforce la stabilité du masque en constituant un point de référence constant et celui-ci maintient la jupe même en cas de mouvements de la mâchoire pendant la nuit.




#### Efficacité du diffuseur Fonctionnement silencieux

Sans entretien  
Ce nouveau diffuseur empêche l'air de souffler sur le conjoint et atténue un bruit qui risquerait de troubler le sommeil.




#### Jupe en silicone mat de qualité supérieure Optimisant ainsi l'étanchéité

Cette technologie de jupe est douce au toucher lorsqu'elle glisse sur le visage, et sa texture mat permet d'optimiser l'étanchéité du masque.



#### Sangle crânienne Stabilité accrue

Complète la mentonnière afin de renforcer la stabilité sans avoir besoin d'une supplémentaire sous le menton sangle.



#### Sangle de dégageur rapide et facile Se défait en une seule opération

Il suffit de tirer sur la sangle pour défaire le harnais d'un seul geste. Il n'y a pas besoin d'ajuster le masque continuellement.

#### SOMMAIRE

- Masque complet avec harnais, entièrement monté et prêt à l'emploi
- Choix de la jupe silicone : inclus tailles S, M & L
- Guide d'utilisation simple et facile

CODE DE RÉASSORT: HC431

**Classe du dispositif médical :** Classe IIa  
**Organisme notifié :** TÜV SÜD Product Service GmbH

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de cet appareil médical.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR FISHER & PAYKEL LOCAL: