

Oracle™ 452

ORAL MASK


Hoja de Especificaciones

Una Máscara de Suministro Oral



La máscara oral Oracle™ 452 suministra presión por la boca y no por la nariz. Probada clínicamente para que funcione de forma tan eficaz como una máscara nasal, la máscara Oracle™ 452 es la perfecta solución para pacientes que respiran por la boca y pacientes con obstrucción nasal crónica.*

Suministro Oral - Oracle™ 452



© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004

La Máscara Oral Oracle™ 452 es fácil de usar y sellar. Sin que tape ningún campo de visión, la máscara Oracle™ 452 proporciona total libertad de movimiento sólo equivalente al que ofrece la máscara nasal Infinity™ 481 Nasal Direct. La máscara Oracle™ 452 está completamente montada y preparada para su uso, sólo tiene que sacarla de la caja y usarla.

MÁSCARA ÚNICA PARA UNA MAYOR LIBERTAD, CONFORT Y CUMPLIMIENTO




El Arnés con correa única minimiza las molestias durante el sueño

La Correa BREATH-O-PRENE™ es pequeña, ligera y cómoda, proporciona libertad de movimiento y no interfiere en el campo de visión. Los pacientes pueden elegir la posición del tubo Flexitube entre sus 360° de movimiento.



Fácil Ajuste con Disco de Ajuste Giratorio

Con el disco de ajuste giratorio se puede ajustar la distancia entre la cubierta SnapFlap™ y la pieza oral SoftSeal hasta alcanzar un ajuste personalizado. Es fácil de usar, simplemente girando el disco de ajuste. Se puede ajustar al mismo tiempo que se ajusta la máscara.



Eficacia del Difusor del Flujo Sin ruidos durante su uso

Filtro de Material
Con este sistema avanzado de difusión de aire, el aire expulsado no alcanza a quien duerme a su lado y se reduce el ruido que pueda perturbar el sueño.



Interacción entre la pieza oral SoftSeal y la cubierta SnapSeal™

Sujeta los labios cómodamente entre la parte interna de la pieza oral SoftSeal y la externa de la cubierta SnapFlap™, evitando que se produzcan fugas. Estas dos técnicas se combinan para suministrar un sellado superior sencillo y un máximo confort.



Correa para Retirar Fácilmente
Con un solo movimiento se puede retirar

Simplemente tirando de la correa en un solo movimiento, se retira la máscara del arnés. Para volver a colocarla, no es necesario reajustar el arnés.

CONTENIDO

- Máscara completamente montada con Arnés y Tapones Nasales
- Se incluyen varios tamaños de piezas orales Silicone Softseal Mouthpiece (S, L)
- Manual de Fácil Colocación para el Usuario

CÓDIGO DE PEDIDO: HC452

BIBLIOGRAFÍA

* Smith PL, O'Donnell CP, Allan L et al. A physiologic comparison of nasal and oral positive airway pressure. Chest 2003; 123 (3):689-Anderson FE, Kingshott RN, Taylor DR et al. A randomized crossover efficacy trial of oral CPAP (Oracle) compared with nasal CPAP in the management of obstructive sleep apnea. Sleep 2003; 26 (6):721-6. * Khanna R, Kline LR. A prospective 8 week trial of nasal interfaces vs. a novel oral interface (Oracle) for treatment of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Sleep Med 2003; 4 (4):333-8. * Beecroft J, Zanon S, Lukic D et al. Oral continuous positive airway pressure for sleep apnea: effectiveness, patient preference, and adherence. Chest 2003; 124 (6):2200-8.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NUESTRO REPRESENTANTE LOCAL DE FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

España Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379

Internacional P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nueva Zelanda Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Correo electrónico: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

EE.UU. Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

Benelux Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Francia** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Alemania** Tel: +49 7182 93777 0

Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irlanda** Tel: 1800 409 011 **Italia** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japón** Tel: +81 3 3661 7205

Fax: +81 3 3661 7206 **Suiza** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Reino Unido (Representante autorizado para la UE)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

Irlanda del Norte Tel: 0800 132 189