



Changer le sommeil.

Forma™

MASQUE FACIAL

Le masque facial Forma™ crée une étanchéité de niveau supérieur et vous procure un plus grand confort grâce à la nouvelle mousse ergonomique FlexiFoam™, apportant une plus grande liberté de mouvements. La pièce en T ajoute une plus grande stabilité à la coque du masque stylisé, et améliore la qualité du sommeil en alliant la jupe en silicone au profil sous-mentonnier. Avec sa facilité d'utilisation et son confort supérieur, le Forma™ définit une toute nouvelle référence.


Transformez l'expérience du sommeil de votre patient aujourd'hui, avec le masque facial Forma™ de Fisher & Paykel Healthcare.

Mousse FlexiFoam™
et coque à pièce en T




Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Respiration faciale – **Forma™**



Le masque facial Forma™ offre une meilleure étanchéité et un ajustement plus confortable grâce à l'interaction entre la nouvelle mousse FlexiFoam™ et le profil sous-mentonnier. Cette alternative au traitement nasal ou buccal vous parvient entièrement assemblé et prêt à l'emploi.

DES CARACTERISTIQUES EXCLUSIVES POUR UNE LIBERTE, UN CONFORT, ET OBSERVANCE ACCRUS




Technologie FlexiFit™ Ajustement Auto-contour

La mousse FlexiFoam™ avec la technologie FlexiFit™ s'ajuste automatiquement à une grande variété de contours faciaux et nasaux avec une installation facile et sans ajustements compliqués.




Mousse FlexiFoam™ Mousse à contour actif

La mousse FlexiFoam™ procure un plus grand confort grâce à sa conception exclusive avec une mousse douce, légère et procurant un bon soutien. FlexiFoam™ comporte le contour actif avancé qui s'adapte naturellement au visage de votre patient.




Glissière Glider™ avec sangle de détachement rapide

La glissière coulissante Glider™ et la sangle de détachement rapide permettent une liberté de mouvements et un détachement simple. Le serrage du masque reste homogène lorsque la tête bouge de part et d'autre, minimisant ainsi le risque de fuite. Tirer simplement sur la sangle de détachement rapide pour un enlèvement simple.




Profil sous-mentonnier avec harnais crânien

Une installation sous-mentonnaire procure une plus grande stabilité et maintient l'étanchéité, même avec des mouvements de la mâchoire durant la nuit. Le harnais crânien allié au profil sous-mentonnier permet de ne pas utiliser une sangle de menton.



Coque de masque avec pièce en T Étanchéité optimale

Sans ajustements compliqués, la pièce en T permet une plus grande stabilité et complète le profil sous-mentonnier pour permettre au FlexiFit™ de s'ajuster automatiquement, pour une installation simple.



Diffuseur d'air perfectionné Fonctionnement silencieux

Sans entretien.
Ce système de diffusion d'air efficace empêche l'air d'être soufflé sur la personne dormant à côté et réduit le bruit pouvant éventuellement perturber le sommeil.



Jupe en silicone glacé Étanchéité optimale

La technologie perfectionnée de la jupe au touché doux et lisse se glisse facilement sur le visage, et sa texture glacée optimise l'étanchéité du masque.

CONTENU

- Masque complet avec harnais, assemblé et prêt à l'emploi
- Quatre tailles : Petit, Moyen et Large (deux tailles fournies) et X-Large
- Guide d'installation pour utilisation facile

REFERENCES POUR VOS COMMANDES :

- 400470 Petit
- 400471 Moyen et Large
- 400472 Large*
- 400473 X-Large
- 400474 Moyen*

* Peut ne pas être disponible dans tous les pays

Classe du dispositif médical : Classe IIa Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de cet appareil médical.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR FISHER & PAYKEL LOCAL:

Fabricant ■ Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, Nouvelle-Zélande Tél. : +64 9 574 0100 Fax : +64 9 574 0158
Courriel : info@fphcare.co.nz Site Internet : www.fphcare.com **Australie** Fisher & Paykel Healthcare Pty Limited, 36-40 New Street, PO Box 167, Ringwood, Melbourne, Victoria 3134,
Australie Tél. : +61 3 9879 5022 Fax : +61 3 9879 5232 **Autriche** Tél. : 0800 29 31 23 Fax : 0800 29 31 22 **Benelux** Tél. : +31 40 216 3555 Fax : +31 40 216 3554 **Chine** Tél. : +86 20 3205 3486
Fax : +86 20 3205 2132 **France** Tél. : +33 1 64 46 52 01 Fax : +33 1 64 46 52 21 **Allemagne** Tél. : +49 7181 98599 0 Fax : +49 7181 98599 66 **Inde** Tél. : +91 80 4284 4000 Fax : +91 80 4123 6044
République d'Irlande Tél. : 1800 409 011 **Italie** Tél. : +39 06 7839 2939 Fax : +39 06 7814 7709 **Japon** Tél. : +81 3 3661 7205 Fax : +81 3 3661 7206 **Irlande du Nord** Tél. : 0800 132 189
Espagne Tél. : +34 902 013 346 Fax : +34 902 013 379 **Suède** Tél. : +46 8 564 76 680 Fax : +46 8 36 63 10 **Suisse** Tél. : 0800 83 47 63 Fax : 0800 83 47 54 **Taiwan** Tél. : +886 2 8751 1739
Fax : +886 2 8751 5625 **Turquie** Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, P.O. Box 06371 Ostim, Alinteri Bulvarı 1161/1 Sokak No. 12-14, Ankara, Turkey Tél. : +90 312 354 34 12
Fax : +90 312 354 31 01 **RU [EC REP]** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unité 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, RU Tél. : +44 1628 626 136 Fax : +44 1628 626 146
États-Unis/Canada Tél. : 1800 446 3908 ou +1 949 453 4000 Fax : +1 949 453 4001