

myAIRVO™ 2-Luftbefeuchter mit integriertem Flow-Generator

Der myAIRVO 2 erzeugt hohe Flows von erwärmten und befeuchteten Luft-/Sauerstoffgemischen, die dem Patienten über verschiedene Nasen-, Tracheostomie- und Masken-Interfaces zugeführt werden können.



myAIRVO 2 | PRODUKTMERKMALE

Der myAIRVO 2 verfügt über einen integrierten Flow-Generator sowie ein innovatives System für die Sauerstoffzufuhr und kann somit vielseitig für die Befeuchtung der Atemluft von Patienten in der Heim- und Langzeitpflege eingesetzt werden.

Leistungsstark

- Entwickelt, um den ISO-Standard für Atemluftbefeuchtung zu übertreffen
- Leiser Betrieb bei Tag und Nacht
- Bis zu 15 L/min Sauerstoffzusatz



Vielseitig

- Vielfalt an Optiflow™-Patienten-Interfaces für obere und umgangene Luftwege
- Umfangreicher Flowbereich: 2-60 L/min

Einfache Einrichtung und Anwendung

- Grafische Anzeige für Menüeinstellungen
- Integrierte O₂-Mischung aus dem Sauerstoffkonzentrator oder der Sauerstoffflasche
- Integrierter O₂-Sensor
- Keine Sonden oder externe Luftzufuhr nötig

ZUBEHÖR



myAIRVO 2-LUFTBEFEUCHTER MIT INTEGRIERTEM FLOW-GENERATOR	
Verwendungszweck	Der myAIRVO 2-Luftbefeuchter ist für die Behandlung von spontan atmenden Patienten geeignet, die von einer hohen Zufuhr erwärmter und befeuchteter Atemgase profitieren können. Das Gerät ist auch für Patienten geeignet, deren obere Atemwege umgangen werden. Je nach Patientenschnittstelle kann sich der Fluss zwischen 2 L/min und 60 L/min bewegen. Der myAIRVO 2 ist für Patienten zu Hause und in Langzeitpflegeeinrichtungen vorgesehen.
Feuchtigkeitsabgabe	Entspricht dem Qualitätsstandard ISO 8185:2007
Floweinstellungen	10 bis 60 L/min (in Schritten von 5 L/min) (Standard) 2 bis 25 L/min (in Schritten 1 L/min) (Junior-Modus)
Patienten-Interfaces	F&P Optiflow+-Nasenkanülen F&P Optiflow+-Tracheostomie-Interface Masken mit 22-mm-Standardkonusadapter
Modelle	PT100AZ/PT100EE/PT100EW/PT100UK/ PT100US/PT100AN/PT100JP/PT100KR
Abmessungen	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6 Zoll x 6,7 Zoll x 6,9 Zoll)
Gewicht	2,2 kg (4,8 US-Pfund) - Gerät allein 3,4 kg (7,5 US-Pfund) - in der Tasche mit Zubehör
Elektrische Leistung	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (2,4 A max.) 220-240 V - 1,8 A (2,0 A max.)

Einige Produkte sind unter Umständen in Ihrem Land nicht verfügbar. Wenden Sie sich an die für Sie zuständige Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, myAIRVO und Optiflow sind eingetragene Marken von Fisher & Paykel Healthcare