

Humidificador **myAIRVO™ 2** con generador de flujo integrado

El myAIRVO 2 genera flujos altos de mezclas de aire/oxígeno calentadas y humidificadas, que se suministran al paciente a través de diversas interfaces nasales, de traqueotomía y máscaras.



myAIRVO 2 | CARACTERÍSTICAS

Con su generador de flujo integrado y su innovador sistema de administración de oxígeno, el myAIRVO 2 ofrece una solución eficaz y versátil para administrar los beneficios de la humidificación a pacientes en el domicilio y en atención de larga duración.

Alto rendimiento

- Diseñado para superar la norma ISO en materia de humidificación respiratoria
- Funcionamiento silencioso durante el día y la noche
- Hasta 15 L/min de oxígeno suplementario


Versátil

- Variedad de interfaces del paciente Optiflow™ para vías respiratorias superiores y para las anuladas
- Amplio intervalo de flujos: 2-60 L/min

Instalación y uso

- Menú de visualización gráfica para realizar los ajustes
- Función integrada de mezcla de O₂, desde el concentrador o desde la botella
- Sensor de O₂ integrado
- No se necesitan sondas ni suministro externo de aire

ACCESORIOS



HUMIDIFICADOR myAIRVO 2 CON GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO	
Uso previsto	El humidificador myAIRVO 2 está destinado al tratamiento de pacientes que respiran espontáneamente y que se beneficiarían de la administración de gases respiratorios calentados y humidificados con flujo alto. Los pacientes con omisión de las vías respiratorias superiores también se incluyen dentro de este grupo. El flujo puede oscilar entre 2-60 L/min, dependiendo de la interfaz del paciente. El myAIRVO 2 debe utilizarse en el domicilio de los pacientes o en centros de atención de larga duración.
Salida de humedad	Cumple con la norma ISO 8185:2007
Configuración del flujo	De 10 a 60 L/min (en incrementos de 5 L/min) (valor predeterminado) De 2 a 25 L/min (en incrementos de 1 L/min) (modo Junior)
Interfaces para el paciente	Cánulas nasales F&P Optiflow+ Interfaces de traqueotomía F&P Optiflow+ Máscaras con conectores médicos estándar de 22 mm
Modelos	PT100AZ / PT100EE / PT100EW / PT100UK / PT100US / PT100AN / PT100JP / PT100KR
Dimensiones	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6" x 6,7" x 6,9")
Peso	2,2 kg (4,8 lb) solo la unidad 3,4 kg (7,5 lb) empaquetado en la bolsa, incluidos los accesorios
Especificaciones eléctricas	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (2,4 A máx.) 220-240 V - 1,8 A (2,0 A máx.)

Es posible que algunos accesorios no estén disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante local de Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, myAIRVO y Optiflow son marcas registradas de Fisher & Paykel Healthcare.

www.fphcare.com