F&P AIRVO 2

F&P Optiflow™ + 기관 절개관 고유량 요법 전달



www.fphcare.com

Fisher & Paykel HEALTHCARE

호흡보조 및 기도 수화를 전달하는 F&P Airvo™ 2를 소개합니다.

Airvo 2는 Optiflow 기관 절개관 고유량 요법을 제공하기 위한 통합 솔루션입니다. Fisher & Paykel Healthcare의 앞서가는 가습 기술은 고유한 Optiflow+ 기관 절개관 인터페이스를 통해 Airvo 2가 자가 호흡 환자에게 고유량의 가습 공기(필요 시 보충 산소와 함께)를 편안하게 제공할 수 있게 합니다.

Optiflow+ 기관 절개관 인터페이스

- F&P Evaqua™ 기술을 통해 환자 가까이에서의 이동 응축액 형성을 감소
- 직접 연결형 및 기관 절개관 칼라(collar) 인터페이스용 옵션

보충 산소(필요 시)

- FiO_2 21% ~ 100%
- 초음파 산소 분석기가 내장되어 있어 별도의 교정, 서비스 또는 교체 과정이 필요하지 않음



설정, 사용 및 청소가 간편하도록 설계됨

- 설정 및 문제 해결에 유용한 애니메이션이 화면에 표시됨

조정 가능한 유량 설정

- 통합형 유량 생성기는 넓은 유량 범위(10 - 60 L/min)를 제공함
- 컴프레셔 또는 벽면 공기 공급 장치가 필요하지 않음

F&P AirSpiral™ 가온 호흡 튜브


- 외부 프로브, 케이블 또는 어댑터가 필요하지 않음

수증기 및 기타 입자

F&P Airvo 2 가습기는 수증기(분자)를 생성하도록 설계되었습니다.

분무기와 기타 에어로졸 전달 시스템은 액상 물 입자를 생성하도록 설계되어 있습니다. 액상 물 입자와 달리, 수증기는 병원체의 운반을 위한 벡터 역할을 할 수 없습니다.

입자 및 병원체의 크기



제품 코드(*일부 액세서리는 모든 국가에서 제공되지 않을 수 있음)	
PT101xx	Airvo 2 가습기
900PT561	Airvo 2 AirSpiral 튜브 및 물통 키트(10팩)
*900PT562, 563	Nebulizer 어댑터가 내장된 Airvo 2 AirSpiral 튜브 및 물통 키트(10팩)
OPT970	Optiflow+ 기관 절개관 인터페이스(20팩)
OPT971	객담용 가드 예비 부품(20팩)
OPT980	Optiflow+ 마스크 어댑터 인터페이스(20팩)

www.fphcare.com/airvo에서 자세히 알아 보기

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua 및 Optiflow는 Fisher & Paykel Healthcare Limited의 상표입니다.

경고 및 주의를 포함한 Optiflow+기관 절개관 인터페이스에 대한 추가 정보는 사용자 지침을 읽어주십시오.

613969 REV B © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel HEALTHCARE