F&P myAirvo 3

Produktbroschüre



www.fphcare.com

Fisher & Paykel HEALTHCARE

Inhalt

Einführung in das F&P myAirvo™ 3 System	2
F&P InfoSmart™ Web	3
Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Ersatzteile für F&P myAirvo 3	4
F&P Optiflow+ Duet™ Nasenkanüle	7
Optionales Zubehör	8
Ersatzteile	9

Einführung in das F&P myAirvo 3 System

Das F&P myAirvo 3 System ermöglicht es, Patienten in häuslicher Pflege und in Langzeitpflegeeinrichtungen eine befeuchtete High-Flow-Therapie zuzuführen.



Integrierte Fernüberwachung

- Verfolgen Sie die Therapiecompliance, physiologische Daten* und Symptome mithilfe von F&P InfoSmart Web-Berichten nach.

* Bei Verwendung mit einem kompatiblen Pulsoximeter (separat erhältlich)



Fragebogen zu Patientensymptomen

- Verfolgen Sie die Veränderung der Patientensymptome über die Zeit mit einer Auswahl vorprogrammierter Fragen nach.



Große Touchscreen-Anzeige

- Zeigt Alarme und Echtzeit-Therapieinformationen an.



Batterie für Leistungssicherheit

- Verhindern Sie Therapieunterbrechungen bei Stromausfällen mit einem integrierten Akku.**

** Akku separat erhältlich




Standardisierte Verbrauchsmaterialien

- Kompatibel mit bereits vorhandenen F&P myAirvo-Verbrauchsmaterialien.

F&P InfoSmart Web

Fernüberwachung für Patienten


F&P InfoSmart Web ist eine cloudbasierte Anwendung, mit der medizinisches Personal Patienten, die das F&P myAirvo 3 System verwenden, aus der Ferne überwachen kann.



Erstellen Sie Behandlungsberichte, um die Patienten-Nutzungsmuster der befeuchteten High-Flow-Therapie über die Zeit hinweg zu betrachten.



Verfolgen Sie die Eskalation und Genesung der von Patienten berichteten Symptome über die Zeit hinweg nach, verglichen mit ihrer jeweiligen persönlichen Baseline.



Verfolgen Sie die SpO_2 und Pulsfrequenz über die Zeit nach, wenn ein kompatibles Pulsoximeter verbunden ist.



Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Ersatzteile für F&P myAirvo 3

Die folgenden Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien sind mit dem F&P myAirvo 3 befeuchteten High-Flow-Gerät kompatibel.


Interface-Optionen



Optiflow+ Nasenkanüle (MYOPT9SMALL/ MEDIUM/LARGE)



Optiflow+ Duet Nasenkanüle (MYDUETSMALL/ MEDIUM/LARGE)



Optiflow Junior 2 Nasenkanüle (OJR416HM, OJR418HM)



Optiflow+ Maskenadapter (MYOPT9MASK)



Optiflow+ Tracheostomie-Direktanschluss (MYOPT9TRACHE)

Ständer



Kompakt-Ständer (900PT400)

Optionales Zubehör



Batterie (900PT957L)



Nonin-Pulsoximeter (6703-001)

Ersatzteile



Luftfilter (900PT933)



myAirvo 3 InfoUSB™ (900PT470)



Auslass-Winkelstück (900PT930)

Kammer und Schlauch



Wiederverwendbare Kammer (MYAIRVOCHAMBER1)

+



AirSpiral™-Schlauch (MYAIRSPIRAL)



+



Kit mit AirSpiral-Schlauch und selbstbefüllender Kammer (MYAIRVOKIT1)

Wasserbeutel (900PT401)

Einrichtungsoptionen

A Setup mit wiederverwendbarer Kammer

ohne optionale Batterie



oder

mit optionaler Batterie




B Setup mit selbstbefüllender Kammer

mit oder ohne optionale Batterie



F&P Optiflow+ Duet Nasenkanüle

Die F&P Optiflow+ Duet Nasenkanüle verwendet einen asymmetrischen Prong zur Abgabe und Verbesserung der befeuchteten High-Flow-Therapie[1].





45 % mehr Totraum-Clearance[2]

Das asymmetrische Interfacedesign mit einem größeren und einem kleineren Prong erzeugt einen unidirektionalen Flow, der zur Abführung von ausgeatmetem Gas beitragt.

20 % leiser[3]

Das asymmetrische Design unterstützt eine leisere Therapieabgabe.

Erhältliche Größen



MYDUETSMALL



MYDUETMEDIUM



MYDUETLARGE

[1] Tatkov S et al. J Appl Physiol. 2023; 134(2):365-377.
[2] Mit simulierter COPD-Atmung bei HHF 20 L/min; Tatkov S, Rees M, Gulley A, van den Heuij LGT, Nilius G. Asymmetrical nasal high flow ventilation improves clearance of CO_2 from the anatomical dead space and increases positive airway pressure. J Appl Physiol (1985). 2023 Feb 1;134(2):365-377.
[3] Im Vergleich zur F&P Optiflow+ Nasenkanüle (mittelgroß)

Optionales Zubehör

Batterie

(900PT957L)

Vermeiden Sie mit der optionalen Batterie Therapieunterbrechungen bei Stromausfällen.



Technische Daten

Batterielebensdauer:

- 300 Lade-/Entladezyklen oder
- 2 Jahre ab Herstellungsdatum (was zuerst eintritt)

Lebensdauer bei Lagerung:

- 3 Jahre

Wiederaufladezeit:

- 6 Stunden (max.)

Betriebszeit bis 20 %:

- Typisch: 50 Minuten

Nonin-Pulsoximeter

(Nonin Xpod 3012LP USB)

Messen Sie den Sauerstoffgehalt des Blutes (SpO_2) mit der Pulsoximeter-Konnektivität.



Technische Daten

Kompatible Nonin-Pulsoximeter-Sensoren:

- 8000SS Wiederverwendbare weiche Sensoren, klein
- 8000SM wiederverwendbare weiche Sensoren, mittel
- 8000SL wiederverwendbare weiche Sensoren, groß
- 8000AA wiederverwendbare Fingerclip-Sensoren für Erwachsene
- 8000AP wiederverwendbare Fingerclip-Sensoren für Kinder

Siehe myAirvo 3-Bedienungsanleitung für das komplette Sortiment

Ersatzteile

Luftfilter

(900PT933)

Der Luftfilter verhindert, dass Staub und andere Verunreinigungen aus der Luft in das Gerät gelangen. Ein Ersatzluftfilter ist im Lieferumfang des F&P myAirvo 3 enthalten.



Technische Daten

Maximale Nutzungsdauer:

- 3 Monate oder 1.000 Stunden Nutzung (oder wenn deutlich verfärbt)

Auslass-Winkelstück

(900PT930)

Das Auslass-Winkelstück kann vom F&P myAirvo 3 abgenommen und mit einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät wiederaufbereitet werden.



Technische Daten

Maximale Nutzungsdauer:

- 5 Jahre oder 50 Reinigungs- und Desinfektionsgerätezyklen (was zuerst eintritt)

F&P myAirvo 3 InfoUSB

(900PT470)

Der F&P myAirvo 3 InfoUSB erfasst automatisch Ihre Therapiedaten, wenn er mit dem Gerät verbunden ist. Ein InfoUSB ist im Lieferumfang des F&P myAirvo 3 enthalten.



Technische Daten

Maximale Nutzungsdauer:

- N/A

Kompatibel mit einem Microsoft Windows-Computer mit Windows 7 oder höher.

Nutzungsdauer der Verbrauchsmaterialien

Unten sehen Sie die Nutzungsdauer der Verbrauchsmaterialien und den empfohlenen Nachbestellungsplan.

PRODUKTCODE	PRODUKTBESCHREIBUNG	DAUER DER NUTZUNG (STK)	NACHBE-STELLEN IN
OPTIFLOW+ INTERFACES			
MYOPT9SMALL	Nasenkanüle, klein (2er-Pack)	1 Monat	2 Monate
MYOPT9MEDIUM	Nasenkanüle, mittel (2er-Pack)		
MYOPT9LARGE	Nasenkanüle, groß (2er-Pack)		
MYDUETSMALL	Nasenkanüle, klein (2er-Pack)		
MYDUETMEDIUM	Nasenkanüle, mittel (2er-Pack)		
MYDUETLARGE	Nasenkanüle, groß (2er-Pack)		
MYOPT9TRACHE	Tracheostomie-Direktanschluss (2er-Pack)		
MYOPT9MASK	Maskenadapter (2er-Pack)		
OPTIFLOW JUNIOR 2 INTERFACES			
OJR416HM	Optiflow Junior 2 Home Nasenkanüle – L (5er-Pack)	2 Wochen	10 Wochen
OJR418HM	Optiflow Junior 2 Home Nasenkanüle – XL (5er-Pack)		
WJR112	Wigglepads™2 (2*20er-Pack = 40 Stk)	Nach Bedarf	Nach Bedarf
KAMMERN UND SCHLAUCH			
MYAIRVOCHAMBER1	Wiederverwendbare Kammer (1er-Pack)	2 Jahre	2 Jahre
MYAIRVOKIT1	Kit mit AirSpiral-Schlauch und selbstbefüllender Kammer (1er-Pack)	2 Monate	2 Monate
MYAIRSPIRAL	AirSpiral-Schlauch (1er-Pack)		
900PT290E	Selbstbefüllende Kammer (1er-Pack)		
900PT401	Wasserbeutel (2er-Packung)	2 Monate	4 Monate
OPTIONALES ZUBEHÖR			
900PT957L	Batterie	300 Zyklen oder 2 Jahre ab Herstellungsdatum (was zuerst eintritt)	
6703-001	Nonin Xpod 3012LP USB	5 Jahre	
ERSATZTEILE			
900PT933	Luftfilter	3 Monate oder 1.000 Stunden Nutzung (oder wenn deutlich verfärbt)	
900PT470	myAirvo 3 InfoUSB	Nach Bedarf austauschen	
900PT930	Auslass-Winkelstück	5 Jahre oder 50 Reinigungs- und Desinfektionsgerätezyklen (was zuerst eintritt)	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Fisher & Paykel Healthcare-Vertretung.

Nonin und Xpod sind Marken von Nonin Medical Inc. Patentinformationen finden Sie unter www.nonin.com

F&P, myAirvo, Optiflow, Duet, AirSpiral, Asymmetric, InfoSmart und InfoUSB sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited.

632941 REV B © 2026 Fisher & Paykel Healthcare Limited de