
F&P Optiflow+ Duet

Folheto de especificações

Interface nasal de alto fluxo Asymmetric™



O Optiflow™+ Duet oferece aos pacientes uma terapia nasal assimétrica de alto fluxo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Código do produto	OPT962 (pequeno) OPT964 (médio) OPT966 (grande)
Quantidade	Caixa com 20 unidades
Componentes da caixa	Interface tipo cânula nasal Clipe do circuito Instruções do Usuário
Peso (pacote com 20 unidades, incluindo a caixa)	1,02 kg (2,2 lb)
Dimensões da embalagem	Comprimento: 240 mm (9,4 polegadas) Largura: 190 mm (7,5 polegadas) Altura: 225 mm (8,9 polegadas)

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO

Tempo de armazenamento	3 anos
Variação de fluxo	Com a série F&P Airvo™: OPT962 10 a 50 L/min OPT964 10 a 60 L/min OPT966 10 a 60 L/min Com o sistema F&P 850™: 5 a 60 L/min Com o sistema F&P 950™: 5 a 70 L/min
Configurações de umidade	Temperatura do ponto de condensação de até 37 °C
Gerenciamento de condensação	Tubulação respirável com tecnologia Evaqua™ para redução de condensação móvel
Utilização	Utilização por um único paciente
Duração de utilização	14 dias de uso hospitalar
Umidificadores compatíveis	Série Airvo; MR850; F&P 950
Circuitos compatíveis	Circuito da série 900PT56x; ou kit de circuito e câmara (por exemplo, 900PT561) Kits da série RT com circuito inspiratório aquecido de 22 mm e câmara (por exemplo, RT232) Kit de circuito aquecido para adultos F&P 950 (por exemplo, 950A40)

COMPONENTES E COMPOSIÇÃO

Materiais predominantes	Elastômeros termoplásticos, polietileno (PE), polipropileno (PP), acetal, elastômero de poliéster, ABS, náilon
Materiais ausentes	Não é fabricado com látex de borracha natural, ftalatos (DEHP, DBP, BBP) ou BPA
Modo de fabricação	Produzido em um ambiente de trabalho controlado
Descarte	Descarte os produtos e embalagens de acordo com as diretrizes locais. Os hospitais e as clínicas de tratamento prolongado devem descartá-los em conformidade com seus métodos padronizados para o descarte de produtos contaminados.

REGULAMENTAÇÃO

País de origem	Nova Zelândia ou México
Classificação	AU-IIa; UE-IIa; Canadá-II; EUA-II
Órgão certificador	TÜV SÜD Product Service GmbH CE0123

Observe que as informações deste folheto de especificações (incluindo informações e imagens do produto) são resumidas e apresentadas apenas para fins ilustrativos. Consulte as instruções de uso relevantes para obter mais informações e confirme os detalhes com o representante local da Fisher & Paykel Healthcare antes de fazer um pedido. Informações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

F&P, Optiflow, Airvo, Duet, Asymmetric e Evaqua são marcas registradas da Fisher & Paykel Healthcare Limited.

www.fphcare.com

REF 631114 REV A 2023-11 © 2023 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel HEALTHCARE